



CANWELL
MEDICAL LTD.



Медквадрат



КАТАЛОГ ИМПЛАНТОВ


www.canwell.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Система имплантатов для стабилизации костных фрагментов	5
Система блокируемых пластин для малых фрагментов CanSLP	6
Ключичные блокируемые пластины CanSLP	6
Плечевые блокируемые пластины CanSLP	7
Лучевые блокируемые пластины CanSLP	9
Локтевые блокируемые пластины CanSLP	12
Пяточные блокируемые пластины CanSLP	13
Большеберцовые блокируемые пластины CanSLP	15
Малоберцовые блокируемые пластины CanSLP	18
Тазовые блокируемые пластины CanSLP	20
Многофункциональные блокируемые пластины CanSLP	20
Система блокируемых пластин для больших фрагментов CanLLP	23
Бедренные блокируемые пластины CanLLP	25
Большеберцовые блокируемые пластины CanLLP	27
Система для фиксации шейки бедра CanFNS	27
Система блокируемых пластин для реконструкции стопы и голеностопного сустава CanFAR	29
Система блокируемых пластин CanFAR	29
Система блокируемых пластин CanFAR VA	30
Система блокируемых пластин CanFAR-2.7 мм	33
Система блокируемых пластин для остеосинтеза пилона CanFAR-PILON	35
Система мини-пластин для фиксации мелких фрагментов CanMLP	37
Система мини-пластин CanMLP-1.5 мм	37
Система мини-пластин CanMLP-2.0 мм	38
Система мини-пластин CanMLP-2.4 мм	40
Система винтов	41
Кортикальные и губчатые винты	41
Система блокирующих винтов	50
Система канюлированных винтов CanNUS	57
Система канюлированных безголовчатых винтов CanCCS	60
Система канюлированных винтов со скошенной головкой CanBCS	63
Система винтов для подтаранного сустава CanFAR	64

Интрамедуллярная система остеосинтеза	65
Система проксимального бедренного стержня CanPFN	65
Система антеградного бедренного стержня CanEFN	69
Система проксимального бедренного стержня CanTi-Max	71
Система большеберцового стержня CanETN	75
Система большеберцового стержня CanETN II	78
Система проксимального плечевого стержня CanPHN	80
Система титановых гибких стержней CanTEN	83
 Система имплантатов для стабилизации позвоночника	 85
Система передней шейной фиксации	86
Система шейной фиксации (передний доступ) CanACP	86
Система шейной фиксации (передний доступ) CanACE	87
 Система задней шейной фиксации	 89
Система шейной фиксации (задний доступ) CanPCS	89
Система фиксации для ламинопластики CanPCP	94
 Задняя грудопоясничная система	 96
Задняя грудопоясничная система CanESP	96
Задняя грудопоясничная система CanIVY	101
 Минимально инвазивная транспедикулярная система	 113
Минимально инвазивная транспедикулярная система CanHELP	113
 Система поясничного межтелового спондилодеза	 117
Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-P	117
Трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез CanPEEK-T	118
Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-V	119
Система латерального поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-L	119
 Система для переднего шейного межтелового спондилодеза	 122
Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-C	122
Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-Z	122

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ



Система блокируемых пластин для малых фрагментов CanSLP

Ключичные блокируемые пластины CanSLP

Пластины для ключицы с грудино-ключичным крючком / SFP

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Высота	Материал
3	122129103	Левая	88.5 мм	21 мм	Титан
4	122129104	Левая	108.5 мм	21 мм	Титан
3	122129203	Правая	88.5 мм	21 мм	Титан
4	122129204	Правая	108.5 мм	21 мм	Титан
3	122129303	Левая	88.5 мм	24 мм	Титан
4	122129304	Левая	108.5 мм	24 мм	Титан
3	122129403	Правая	88.5 мм	24 мм	Титан
4	122129404	Правая	108.5 мм	24 мм	Титан



Тип BC41.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Губчатый винт Ø4.0 (HAQ03)

Блокируемая латеральная пластина для ключицы с расширением

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122264103	Левая	69 мм	Титан
4	122264104	Левая	81 мм	Титан
5	122264105	Левая	94 мм	Титан
6	122264106	Левая	108 мм	Титан
7	122264107	Левая	123 мм	Титан
8	122264108	Левая	135 мм	Титан
3	122264203	Правая	69 мм	Титан
4	122264204	Правая	81 мм	Титан
5	122264205	Правая	94 мм	Титан
6	122264206	Правая	108 мм	Титан
7	122264207	Правая	123 мм	Титан
8	122264208	Правая	135 мм	Титан



Тип BCS42.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая передняя пластина для ключицы

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
6	122265306	Левая	94 мм	Титан
7	122265307	Левая	110 мм	Титан
8	122265308	Левая	120 мм	Титан
6	122265406	Правая	94 мм	Титан
7	122265407	Правая	110 мм	Титан
8	122265408	Правая	120 мм	Титан



Тип BCS43.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Пластина для ключицы, с крючком

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Высота	Материал
4	122236704	Левая	41 мм	18 мм	Титан
5	122236705	Левая	53 мм	18 мм	Титан
6	122236706	Левая	64 мм	18 мм	Титан
7	122236707	Левая	74 мм	18 мм	Титан
4	122236504	Левая	41 мм	15 мм	Титан
5	122236505	Левая	53 мм	15 мм	Титан
6	122236506	Левая	64 мм	15 мм	Титан
7	122236507	Левая	74 мм	15 мм	Титан
4	122236804	Правая	41 мм	18 мм	Титан
5	122236805	Правая	53 мм	18 мм	Титан
6	122236806	Правая	64 мм	18 мм	Титан
7	122236807	Правая	74 мм	18 мм	Титан
4	122236604	Правая	41 мм	15 мм	Титан
5	122236605	Правая	53 мм	15 мм	Титан
6	122236606	Правая	64 мм	15 мм	Титан
7	122236607	Правая	74 мм	15 мм	Титан



Тип BCS44.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Передняя ключичная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
5	123236005	62 мм	Титан
7	123236007	75 мм	Титан
9	123236009	101 мм	Титан
11	123236011	114 мм	Титан




Тип ZSQ31.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Плечевые блокируемые пластины CanSLP

Проксимальная блокируемая плечевая пластина II

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122238003	110 мм	Титан
4	122238004	128 мм	Титан
5	122238005	146 мм	Титан
6	122238006	164 мм	Титан
7	122238007	182 мм	Титан
8	122238008	200 мм	Титан
9	122238009	218 мм	Титан
10	122238010	236 мм	Титан
11	122238011	254 мм	Титан
12	122238012	272 мм	Титан
13	122238013	290 мм	Титан



Тип BCS14.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая дистальная опорная латеральная дорсальная плечевая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122243103	Левая	65 мм	Титан
5	122243105	Левая	91 мм	Титан
7	122243107	Левая	117 мм	Титан
9	122243109	Левая	143 мм	Титан
14	122243114	Левая	208 мм	Титан
3	122243203	Правая	65 мм	Титан
5	122243205	Правая	91 мм	Титан
7	122243207	Правая	117 мм	Титан
9	122243209	Правая	143 мм	Титан
14	122243214	Правая	208 мм	Титан



Тип BCS18.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная латеральная дорсальная плечевая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122244103	Левая	65 мм	Титан
5	122244105	Левая	91 мм	Титан
7	122244107	Левая	117 мм	Титан
9	122244109	Левая	143 мм	Титан
14	122244114	Левая	208 мм	Титан
3	122244203	Правая	65 мм	Титан
5	122244205	Правая	91 мм	Титан
7	122244207	Правая	117 мм	Титан
9	122244209	Правая	143 мм	Титан
14	122244214	Правая	208 мм	Титан




Тип BCS19.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная медиальная плечевая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122245103	Левая	59 мм	Титан
5	122245105	Левая	84 мм	Титан
7	122245107	Левая	110 мм	Титан
9	122245109	Левая	136 мм	Титан
14	122245114	Левая	201 мм	Титан
3	122245203	Правая	59 мм	Титан
5	122245205	Правая	84 мм	Титан
7	122245207	Правая	110 мм	Титан
9	122245209	Правая	136 мм	Титан
14	122245214	Правая	201 мм	Титан



Тип BCS20.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная плечевая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122262104	Левая	122 мм	Титан
6	122262106	Левая	158 мм	Титан
8	122262108	Левая	194 мм	Титан
10	122262110	Левая	230 мм	Титан
12	122262112	Левая	266 мм	Титан
14	122262114	Левая	302 мм	Титан
4	122262204	Правая	122 мм	Титан
6	122262206	Правая	158 мм	Титан
8	122262208	Правая	194 мм	Титан
10	122262210	Правая	230 мм	Титан
12	122262212	Правая	266 мм	Титан
14	122262214	Правая	302 мм	Титан



Тип BCS37.

Винты:

Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая дистальная латеральная дорсальная плечевая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
7	122263007	80 мм	Титан
9	122263009	106 мм	Титан
11	122263011	132 мм	Титан
13	122263013	158 мм	Титан
15	122263015	184 мм	Титан




Тип BCS38.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Лучевые блокируемые пластины CanSLP

2.4/2.7 Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
8	122261008	100 мм	Титан
10	122261010	120 мм	Титан
12	122261012	140 мм	Титан



Тип BCS36.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	121237002	Левая	36.5 мм	Титан
3	121237003	Левая	46 мм	Титан
4	121237004	Левая	55.5 мм	Титан
2	121237102	Правая	36.5 мм	Титан
3	121237103	Правая	46 мм	Титан
4	121237104	Правая	55.5 мм	Титан



Тип BCS40.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
2	121236002	32 мм	Титан
3	121236003	41 мм	Титан
4	121236004	50 мм	Титан



Тип BCS41.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

T-образная пластина проксимальная локтевая блокируемая

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122225104	Левая	37.2 мм	Титан
4	122225204	Правая	37.2 мм	Титан



Тип BCS58.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

VA Блокируемая пластина дистального края лучевой кости (головка 4 отверстия)

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122320103	Левая	47 мм	Титан
4	122320104	Левая	56 мм	Титан
5	122320105	Левая	65 мм	Титан
3	122320203	Правая	47 мм	Титан
4	122320204	Правая	56 мм	Титан
5	122320205	Правая	65 мм	Титан



Тип BCS65.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт Ø2.4 VA (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости двухколонная (головка 6 отверстий)

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	122323102	Левая	45 мм	Титан
3	122323103	Левая	54 мм	Титан
4	122323104	Левая	66 мм	Титан
5	122323105	Левая	75 мм	Титан
2	122323202	Правая	45 мм	Титан
3	122323203	Правая	54 мм	Титан
4	122323204	Правая	66 мм	Титан
5	122323205	Правая	75 мм	Титан



Тип BCS68.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт Ø2.4 VA (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная дорсальная L-образная пластина лучевой кости (головка 2 отверстия)

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122277103	Левая	40 мм	Титан
4	122277104	Левая	49 мм	Титан
3	122277203	Правая	40 мм	Титан
4	122277204	Правая	49 мм	Титан



Тип BCS77.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

2.4/2.7 Блокируемая дистальная дорсальная пластина лучевой кости

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
5	122292005	48 мм	Титан
6	122292006	57 мм	Титан



Тип BCS95.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости (головка 7 отверстий, в две колонки)

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	122325102	Левая	47 мм	Титан
3	122325103	Левая	55 мм	Титан
4	122325104	Левая	68 мм	Титан
5	122325105	Левая	77 мм	Титан
7	122325107	Левая	95 мм	Титан
9	122325109	Левая	113 мм	Титан
11	122325111	Левая	131 мм	Титан
2	122325202	Правая	47 мм	Титан
3	122325203	Правая	55 мм	Титан
4	122325204	Правая	68 мм	Титан
5	122325205	Правая	77 мм	Титан
7	122325207	Правая	95 мм	Титан
9	122325209	Правая	113 мм	Титан
11	122325211	Правая	131 мм	Титан




Тип BCS150.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт Ø2.4 VA (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная пластина лучевой кости

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	121238103	Левая	51 мм	Титан
4	121238104	Левая	60,5 мм	Титан
7	121238107	Левая	89 мм	Титан
10	121238110	Левая	144,5 мм	Титан
12	121238112	Левая	171,5 мм	Титан
3	121238203	Правая	51 мм	Титан
4	121238204	Правая	60,5 мм	Титан
7	121238207	Правая	89 мм	Титан
10	121238210	Правая	144,5 мм	Титан
12	121238212	Правая	171,5 мм	Титан



Тип BCS153.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Локтевые блокируемые пластины CanSLP

Блокируемая пластина для локтевого отростка

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	122240102	Левая	86 мм	Титан
4	122240104	Левая	112 мм	Титан
6	122240106	Левая	138 мм	Титан
8	122240108	Левая	163 мм	Титан
10	122240110	Левая	190 мм	Титан
12	122240112	Левая	216 мм	Титан
2	122240202	Правая	86 мм	Титан
4	122240204	Правая	112 мм	Титан
6	122240206	Правая	138 мм	Титан
8	122240208	Правая	163 мм	Титан
10	122240210	Правая	190 мм	Титан
12	122240212	Правая	216 мм	Титан



Тип BCS39.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Пяточные блокируемые пластины CanSLP

Блокируемая пяточная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
15	122234169	Левая	69 мм	Титан
16	122234176	Левая	76 мм	Титан
17	122234269	Правая	69 мм	Титан
18	122234276	Правая	76 мм	Титан



Тип BCS29.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая пяточная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	122226103	Левая	35 мм	Титан
6	122226104	Левая	43 мм	Титан
5	122226203	Правая	35 мм	Титан
6	122226204	Правая	43 мм	Титан



Тип BCS59.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Комбинированная пяточная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
8	122547107	Левая	58 мм	Титан
8	122547108	Левая	58 мм	Титан
10	122547110	Левая	73 мм	Титан
8	122547207	Правая	58 мм	Титан
8	122547208	Правая	58 мм	Титан
10	122547210	Правая	73 мм	Титан



Тип BCS132.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая пяточная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
8	122291103	Левая	53 мм	Титан
8	122291203	Правая	53 мм	Титан
12	122291101	Левая	60 мм	Титан
12	122291201	Правая	60 мм	Титан
12	122291102	Левая	68,5 мм	Титан
12	122291202	Правая	68,5 мм	Титан




Тип BCS135.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Латеральная пяточная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
12	122552101	Левая	60 мм	Титан
12	122552201	Правая	60 мм	Титан
14	122552102	Левая	69 мм	Титан
14	122552202	Правая	69 мм	Титан
14	122552103	Левая	69 мм	Титан
14	122552203	Правая	69 мм	Титан



Тип: BCS134

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Пяточная блокируемая пластина I

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122547301C	Левая	58 мм	Титан
3	122547302C	Левая	58 мм	Титан
3	122547401C	Правая	58 мм	Титан
3	122547402C	Правая	58 мм	Титан



Тип: BCS132

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

L-образная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	122227501C	Левая	40 мм	Титан
5	122227601C	Правая	40 мм	Титан



Тип: BCS60

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

1/3 трубчатая блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	122540032C	Левая	34 мм	Титан
3	122540033C	Правая	40 мм	Титан



Тип: ZSQ59

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Большеберцовые блокируемые пластины CanSLP

Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	122235105	Левая	80 мм	Титан
7	122235107	Левая	106 мм	Титан
9	122235109	Левая	132 мм	Титан
11	122235111	Левая	158 мм	Титан
13	122235113	Левая	184 мм	Титан
15	122235115	Левая	210 мм	Титан
17	122235117	Левая	236 мм	Титан
19	122235119	Левая	262 мм	Титан
21	122235121	Левая	288 мм	Титан
5	122235205	Правая	80 мм	Титан
7	122235207	Правая	106 мм	Титан
9	122235209	Правая	132 мм	Титан
11	122235211	Правая	158 мм	Титан
13	122235213	Правая	184 мм	Титан
15	122235215	Правая	210 мм	Титан
17	122235217	Правая	236 мм	Титан
19	122235219	Правая	262 мм	Титан
21	122235221	Правая	288 мм	Титан



Тип BCS12.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина I

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122253104	Левая	83 мм	Титан
6	122253106	Левая	110 мм	Титан
8	122253108	Левая	135 мм	Титан
10	122253110	Левая	161 мм	Титан
12	122253112	Левая	187 мм	Титан
14	122253114	Левая	213 мм	Титан
16	122253116	Левая	240 мм	Титан
4	122253204	Правая	83 мм	Титан
6	122253206	Правая	110 мм	Титан
8	122253208	Правая	135 мм	Титан
10	122253210	Правая	161 мм	Титан
12	122253212	Правая	187 мм	Титан
14	122253214	Правая	213 мм	Титан
16	122253216	Правая	240 мм	Титан



Тип BCS15.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

3,5 мм дистальная медиальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122237104	Левая	117 мм	Титан
6	122237106	Левая	144 мм	Титан
8	122237108	Левая	171 мм	Титан
10	122237110	Левая	198 мм	Титан
12	122237112	Левая	225 мм	Титан
14	122237114	Левая	252 мм	Титан
4	122237204	Правая	117 мм	Титан
6	122237206	Правая	144 мм	Титан
8	122237208	Правая	171 мм	Титан
10	122237210	Правая	198 мм	Титан
12	122237212	Правая	225 мм	Титан
14	122237214	Правая	252 мм	Титан



Тип BCS22.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая проксимальная задняя большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
1	122255001	69 мм	Титан
2	122255002	79 мм	Титан
4	122255004	105 мм	Титан
6	122255006	131 мм	Титан



Тип BCS26.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122266104	Левая	60 мм	Титан
6	122266106	Левая	84 мм	Титан
8	122266108	Левая	108 мм	Титан
4	122266204	Правая	60 мм	Титан
6	122266206	Правая	84 мм	Титан
8	122266208	Правая	108 мм	Титан



Тип BCS54.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122267104	Левая	109 мм	Титан
6	122267106	Левая	135 мм	Титан
8	122267108	Левая	161 мм	Титан
10	122267110	Левая	187 мм	Титан
12	122267112	Левая	213 мм	Титан
14	122267114	Левая	239 мм	Титан
4	122267204	Правая	109 мм	Титан
6	122267206	Правая	135 мм	Титан
8	122267208	Правая	161 мм	Титан
10	122267210	Правая	187 мм	Титан
12	122267212	Правая	213 мм	Титан
14	122267214	Правая	239 мм	Титан



Тип BCS64.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Проксимальная латеральная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
6	122541106	Левая	104 мм	Титан
8	122541108	Левая	128 мм	Титан
10	122541110	Левая	152 мм	Титан
12	122541112	Левая	176 мм	Титан
14	122541114	Левая	200 мм	Титан
16	122541116	Левая	224 мм	Титан
6	122541206	Правая	104 мм	Титан
8	122541208	Правая	128 мм	Титан
10	122541210	Правая	152 мм	Титан
12	122541212	Правая	176 мм	Титан
14	122541214	Правая	200 мм	Титан
16	122541216	Правая	224 мм	Титан



Тип BCS128.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Задняя дистальная большеберцовая блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122293103	Левая	47 мм	Титан
5	122293105	Левая	72 мм	Титан
3	122293203	Правая	47 мм	Титан
5	122293205	Правая	72 мм	Титан



Тип BCS156.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Дистальная метафизарная блокируемая большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122250104	Левая	123 мм	Титан
5	122250105	Левая	141 мм	Титан
6	122250106	Левая	159 мм	Титан
7	122250107	Левая	177 мм	Титан
8	122250108	Левая	195 мм	Титан
9	122250109	Левая	213 мм	Титан
10	122250110	Левая	231 мм	Титан
12	122250112	Левая	267 мм	Титан
4	122250204	Правая	123 мм	Титан
5	122250205	Правая	141 мм	Титан
6	122250206	Правая	159 мм	Титан
7	122250207	Правая	177 мм	Титан
8	122250208	Правая	195 мм	Титан
9	122250209	Правая	213 мм	Титан
10	122250210	Правая	231 мм	Титан
12	122250212	Правая	267 мм	Титан



Тип ZSQ42.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

Малоберцовые блокируемые пластины CanSLP

2.4/2.7 Блокируемая дистальная задняя латеральная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122241103	Левая	77 мм	Титан
4	122241104	Левая	90 мм	Титан
5	122241105	Левая	103 мм	Титан
6	122241106	Левая	116 мм	Титан
7	122241107	Левая	129 мм	Титан
3	122241203	Правая	77 мм	Титан
4	122241204	Правая	90 мм	Титан
5	122241205	Правая	103 мм	Титан
6	122241206	Правая	116 мм	Титан
7	122241207	Правая	129 мм	Титан



Тип BCS32.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая дистальная латеральная пластина для малоберцовой кости

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122242103	Левая	73 мм	Титан
4	122242104	Левая	86 мм	Титан
5	122242105	Левая	99 мм	Титан
6	122242106	Левая	112 мм	Титан
7	122242107	Левая	125 мм	Титан
3	122242203	Правая	73 мм	Титан
4	122242204	Правая	86 мм	Титан
5	122242205	Правая	99 мм	Титан
6	122242206	Правая	112 мм	Титан
7	122242207	Правая	125 мм	Титан



Тип BCS33.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

Блокируемая LCP дистально-латеральная малоберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122242303C	Левая	73 мм	Титан
4	122242304C	Левая	86 мм	Титан
5	122242305C	Левая	99 мм	Титан
6	122242306C	Левая	112 мм	Титан
7	122242307C	Левая	125 мм	Титан
3	122242403C	Правая	73 мм	Титан
4	122242404C	Правая	86 мм	Титан
5	122242405C	Правая	99 мм	Титан
6	122242406C	Правая	112 мм	Титан
7	122242407C	Правая	125 мм	Титан



Тип BCS33.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

VA Дистально-латеральная анатомическая блокируемая пластина малоберцовой кости

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122299103	Левая	73 мм	Титан
4	122299104	Левая	86 мм	Титан
5	122299105	Левая	99 мм	Титан
6	122299106	Левая	112 мм	Титан
7	122299107	Левая	125 мм	Титан
3	122299203	Правая	73 мм	Титан
4	122299204	Правая	86 мм	Титан
5	122299205	Правая	99 мм	Титан
6	122299206	Правая	112 мм	Титан
7	122299207	Правая	125 мм	Титан



Тип BCS205.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Тазовые блокируемые пластины CanSLP

Комбинированная блокируемая лобковая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122297004	57 мм	Титан
6	122297006	78 мм	Титан



Тип BCS118.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

Реконструктивная пластина для таза, изогнутая

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
6	122298006	78 мм	Титан
8	122298008	104 мм	Титан
10	122298010	130 мм	Титан
12	122298012	156 мм	Титан
14	122298014	182 мм	Титан
16	122298016	208 мм	Титан




Тип BCS119.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

Многофункциональные блокируемые пластины CanSLP

Блокируемая пластина с крючком

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122239003	62 мм	Титан
4	122239004	80 мм	Титан
5	122239005	98 мм	Титан



Тип BCS25.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

3,5 мм Блокируемая компрессионная пластина, широкая

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122225004	63 мм	Титан
5	122225005	77 мм	Титан
6	122225006	92 мм	Титан
7	122225007	107 мм	Титан
8	122225008	121 мм	Титан
9	122225009	136 мм	Титан
10	122225010	151 мм	Титан
11	122225011	165 мм	Титан
12	122225012	180 мм	Титан



Тип ZSQ23.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

Большеберцовые блокируемые пластины CanSLP

3.5 мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122226004	57 мм	Титан
5	122226005	70 мм	Титан
6	122226006	83 мм	Титан
7	122226007	96 мм	Титан
8	122226008	109 мм	Титан
9	122226009	122 мм	Титан
10	122226010	135 мм	Титан
11	122226011	148 мм	Титан
12	122226012	161 мм	Титан



Тип ZSQ24.

Винты: Кортикальный винт
 $\varnothing 3.5$ (HAQ03),
 Блокирующий винт,
 самонарезной $\varnothing 3.5$ (HAS04I),
 Губчатый винт $\varnothing 4.0$ (HBQ03)

3,5 мм Блокируемая пластина для реконструкции, прямая

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122224004	56 мм	Титан
5	122224005	70 мм	Титан
6	122224006	84 мм	Титан
7	122224007	98 мм	Титан
8	122224008	112 мм	Титан
9	122224009	126 мм	Титан
10	122224010	140 мм	Титан
11	122224011	154 мм	Титан
12	122224012	168 мм	Титан
13	122224013	182 мм	Титан
14	122224014	196 мм	Титан
16	122224016	224 мм	Титан
18	122224018	252 мм	Титан
20	122224020	280 мм	Титан
22	122224022	308 мм	Титан



Тип ZSQ26.

Винты: Кортикальный винт
 $\varnothing 3.5$ (HAQ03),
 Блокирующий винт,
 самонарезной $\varnothing 3.5$ (HAS04I),
 Губчатый винт $\varnothing 4.0$ (HBQ03)

3,5 мм метафизарная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
6	122246006	86 мм	Титан
7	122246007	99 мм	Титан
8	122246008	112 мм	Титан
9	122246009	125 мм	Титан
10	122246010	138 мм	Титан
11	122246011	151 мм	Титан
12	122246012	164 мм	Титан
14	122246014	190 мм	Титан
16	122246016	216 мм	Титан
18	122246018	242 мм	Титан



Тип ZSQ28.

Винты: Кортикальный винт
 $\varnothing 3.5$ (HAQ03),
 Блокирующий винт,
 самонарезной $\varnothing 3.5$ (HAS04I),
 Губчатый винт $\varnothing 4.0$ (HBQ03)

1/3 трубчатая блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122247004	52 мм	Титан
5	122247005	64 мм	Титан
6	122247006	76 мм	Титан
7	122247007	88 мм	Титан
8	122247008	100 мм	Титан
9	122247009	112 мм	Титан
10	122247010	124 мм	Титан
12	122247012	148 мм	Титан
14	122247014	172 мм	Титан



Тип ZSQ33.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

1/3 трубчатая пластина (CanSFP)

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122162004	49 мм	Титан
5	122162005	61 мм	Титан
6	122162006	73 мм	Титан
7	122162007	85 мм	Титан
8	122162008	97 мм	Титан
9	122162009	109 мм	Титан
10	122162010	121 мм	Титан
11	122162011	133 мм	Титан
12	122162012	145 мм	Титан



Тип BZ01.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)

Система блокируемых пластин для больших фрагментов CanLLP

Бедренные блокируемые пластины CanLLP

Блокируемая дистальная латеральная бедренная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	123230105	Левая	155 мм	Титан
7	123230107	Левая	195 мм	Титан
9	123230109	Левая	235 мм	Титан
11	123230111	Левая	275 мм	Титан
13	123230113	Левая	315 мм	Титан
5	123230205	Правая	155 мм	Титан
7	123230207	Правая	195 мм	Титан
9	123230209	Правая	235 мм	Титан
11	123230211	Правая	275 мм	Титан
13	123230213	Правая	315 мм	Титан



Тип BCS21.
Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)

Блокируемая проксимальная бедренная пластина


Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	123228304	Левая	139 мм	Титан
6	123228306	Левая	175 мм	Титан
8	123228308	Левая	211 мм	Титан
10	123228310	Левая	247 мм	Титан
12	123228312	Левая	283 мм	Титан
4	123228404	Правая	139 мм	Титан
6	123228406	Правая	175 мм	Титан
8	123228408	Правая	211 мм	Титан
10	123228410	Правая	247 мм	Титан
12	123228412	Правая	283 мм	Титан



Тип BCS51.
Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø6.5 (HAS04I)

Блокируемая пластина для лучевой дуги

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
10	123246010	193 мм	Титан
11	123246011	211 мм	Титан
12	123246012	229 мм	Титан
13	123246013	247 мм	Титан
14	123246014	265 мм	Титан
15	123246015	282 мм	Титан
16	123246016	300 мм	Титан
17	123246017	318 мм	Титан
18	123246018	336 мм	Титан
19	123246019	354 мм	Титан
20	123246020	372 мм	Титан



Тип BCS53.
Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)

Медиальная дистальная бедренная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122532104	Левая	113,5 мм	Титан
4	122532204	Правая	113,5 мм	Титан



Тип BCS103.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)

VA Дистально-латеральная блокируемая бедренная пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
6	123334106	Левая	180 мм	Титан
9	123334109	Левая	234 мм	Титан
12	123334112	Левая	288 мм	Титан
15	123334115	Левая	342 мм	Титан
6	123334206	Правая	180 мм	Титан
9	123334209	Правая	234 мм	Титан
12	123334212	Правая	288 мм	Титан
15	123334215	Правая	342 мм	Титан



Тип BCS125.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)

Блокируемая проксимальная пластина бедренной кости

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	123228502	Левая	99 мм	Титан
4	123228504	Левая	144 мм	Титан
6	123228506	Левая	180 мм	Титан
9	123228509	Левая	234 мм	Титан
12	123228512	Левая	288 мм	Титан
2	123228602	Правая	99 мм	Титан
4	123228604	Правая	144 мм	Титан
6	123228606	Правая	180 мм	Титан
9	123228609	Правая	234 мм	Титан
12	123228612	Правая	288 мм	Титан



Тип BCS142.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø6.5 (HAS04I)

Блокируемые пластины для большеберцовой кости CanLLP

Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина II

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	123232104	Левая	82 мм	Титан
5	123232105	Левая	100 мм	Титан
6	123232106	Левая	118 мм	Титан
7	123232107	Левая	136 мм	Титан
8	123232108	Левая	154 мм	Титан
9	123232109	Левая	172 мм	Титан
10	123232110	Левая	190 мм	Титан
12	123232112	Левая	226 мм	Титан
14	123232114	Левая	262 мм	Титан
4	123232204	Правая	82 мм	Титан
5	123232205	Правая	100 мм	Титан
6	123232206	Правая	118 мм	Титан
7	123232207	Правая	136 мм	Титан
8	123232208	Правая	154 мм	Титан
9	123232209	Правая	172 мм	Титан
10	123232210	Правая	190 мм	Титан
12	123232212	Правая	226 мм	Титан
14	123232214	Правая	262 мм	Титан



Тип BCS16.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I)

Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	123250105	Левая	117 мм	Титан
7	123250107	Левая	153 мм	Титан
9	123250109	Левая	189 мм	Титан
11	123250111	Левая	225 мм	Титан
13	123250113	Левая	261 мм	Титан
5	123250205	Правая	117 мм	Титан
7	123250207	Правая	153 мм	Титан
9	123250209	Правая	189 мм	Титан
11	123250211	Правая	225 мм	Титан
13	123250213	Правая	261 мм	Титан



Тип BCS47.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)

Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	123247104	Левая	106 мм	Титан
6	123247106	Левая	142 мм	Титан
8	123247108	Левая	178 мм	Титан
10	123247110	Левая	214 мм	Титан
4	123247204	Правая	106 мм	Титан
6	123247206	Правая	142 мм	Титан
8	123247208	Правая	178 мм	Титан
10	123247210	Правая	214 мм	Титан



Тип BCS55.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I)

Медиальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122529005	110 мм	Титан



Тип BCS100.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)

Блокируемая проксимальная большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	123233103	Левая	105 мм	Титан
5	123233105	Левая	145 мм	Титан
7	123233107	Левая	185 мм	Титан
9	123233109	Левая	225 мм	Титан
11	123233111	Левая	265 мм	Титан
13	123233113	Левая	305 мм	Титан
3	123233203	Правая	105 мм	Титан
5	123233205	Правая	145 мм	Титан
7	123233207	Правая	185 мм	Титан
9	123233209	Правая	225 мм	Титан
11	123233211	Правая	265 мм	Титан
13	123233213	Правая	305 мм	Титан



Тип BCS101.

Винты: Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)

Большеберцовые блокируемые пластины CanSLP

Дистальная низкопрофильная блокируемая большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
6	122543106	Левая	94 мм	Титан
8	122543108	Левая	118 мм	Титан
10	122543110	Левая	142 мм	Титан
14	122543114	Левая	190 мм	Титан
18	122543118	Левая	239 мм	Титан
6	122543206	Правая	94 мм	Титан
8	122543208	Правая	118 мм	Титан
10	122543210	Правая	142 мм	Титан
14	122543214	Правая	190 мм	Титан
18	122543218	Правая	239 мм	Титан



Тип BCS115.
Винты: Кортикальный
винт Ø4.5 (HAQ03),
Блокирующий винт,
самонарезной Ø5.0
(HAS04I)

VA Проксимальная блокируемая большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
2	123333102	Левая	100 мм	Титан
5	123333105	Левая	154 мм	Титан
8	123333108	Левая	208 мм	Титан
11	123333111	Левая	262 мм	Титан
14	123333114	Левая	316 мм	Титан
2	123333202	Правая	100 мм	Титан
5	123333205	Правая	154 мм	Титан
8	123333208	Правая	208 мм	Титан
11	123333211	Правая	262 мм	Титан
14	123333214	Правая	316 мм	Титан



Тип BCS126.
Винты: Кортикальный
винт Ø4.5 (HAQ03),
Блокирующий винт,
самонарезной Ø5.0
(HAS04I)

4,5 мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
5	123222005	98 мм	Титан
6	123222006	116 мм	Титан
7	123222007	134 мм	Титан
8	123222008	152 мм	Титан
9	123222009	170 мм	Титан
10	123222010	184 мм	Титан
11	123222011	206 мм	Титан
12	123222012	224 мм	Титан
13	123222013	242 мм	Титан
14	123222014	260 мм	Титан
15	123222015	278 мм	Титан
16	123222016	296 мм	Титан



Тип ZSQ22.
Винты: Кортикальный
винт Ø4.5 (HAQ03),
Блокирующий винт,
самонарезной Ø5.0
(HAS04I)

3.5/4.5 мм метафизарная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	123220003	118 мм	Титан
4	123220004	136 мм	Титан
5	123220005	154 мм	Титан
6	123220006	172 мм	Титан
7	123220007	190 мм	Титан
8	123220008	208 мм	Титан
9	123220009	226 мм	Титан
11	123220011	262 мм	Титан
13	123220013	298 мм	Титан
15	123220015	334 мм	Титан



Тип ZSQ29.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)

Система для фиксации шейки бедра CanFNS

Пластина шейечная бедренная

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
1	123553001C	38 мм	Титан
2	123553002C	38 мм	Титан



Гильза шейечная

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø10.4	135410575C	65	Титан
Ø10.4	135410580C	70	Титан
Ø10.4	135410585C	75	Титан
Ø10.4	135410590C	80	Титан
Ø10.4	135410595C	85	Титан
Ø10.4	135410500C	90	Титан
Ø10.4	135410505C	95	Титан
Ø10.4	135410510C	100	Титан
Ø10.4	135410515C	105	Титан
Ø10.4	135410520C	110	Титан
Ø10.4	135410525C	115	Титан
Ø10.4	135410530C	120	Титан



Винт противоротационный

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø6.4	135500475C	60	Титан
Ø6.4	135500480C	65	Титан
Ø6.4	135500485C	70	Титан
Ø6.4	135500490C	75	Титан
Ø6.4	135500495C	80	Титан
Ø6.4	135500400C	85	Титан
Ø6.4	135500405C	90	Титан
Ø6.4	135500410C	95	Титан
Ø6.4	135500415C	100	Титан
Ø6.4	135500420C	105	Титан
Ø6.4	135500425C	110	Титан
Ø6.4	135500430C	115	Титан



Система блокируемых пластин для реконструкции стопы и голеностопного сустава CanFAR

Система блокируемых пластин CanFAR

Блокируемая пластина для стопы

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
2	122548002	38 мм	Титан
4	122548004	60 мм	Титан



Тип BCS159

Винты: Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая клиновидная пластина

Отверстий	P.N.	Ширина	Материал
4	122520003	3 мм	Титан
4	122520004	4 мм	Титан
4	122520005	5 мм	Титан
4	122520006	6 мм	Титан
4	122520007	7 мм	Титан



Тип BCS207

Винты: Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая универсальная пластина для переднего отдела стопы

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122521022	22 мм	Титан
4	122521024	24 мм	Титан
4	122521026	26 мм	Титан
4	122521028	28 мм	Титан



Тип BCS208.

Винты: Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая пластина для пальцев стопы

Длина	P.N.	Направление	Материал
36 мм (L 0°)	122522101	Левая	Титан
30 мм (L 0°)	122522102	Левая	Титан
36 мм (L 5°)	122522103	Левая	Титан
30 мм (L 5°)	122522104	Левая	Титан
36 мм (L 10°)	122522105	Левая	Титан
30 мм (L 10°)	122522106	Левая	Титан
36 мм (R 0°)	122522201	Правая	Титан
30 мм (R 0°)	122522202	Правая	Титан
36 мм (R 5°)	122522203	Правая	Титан
30 мм (R 5°)	122522204	Правая	Титан
36 мм (R 10°)	122522205	Правая	Титан
30 мм (R 10°)	122522206	Правая	Титан



Тип BCS209.

Винты: Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Прямая блокируемая пластина

Отверстий	P.N	Длина	Материал
2	122335002	28 мм	Титан
4	122335004	40 мм	Титан



Тип ZSQ61.

Винты: Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Блокируемая трапециевидная пластина

Отверстий	P.N.	Высота	Материал
4	122523001	1 мм	Титан
4	122523002	2 мм	Титан
4	122523003	3 мм	Титан
4	122523004	4 мм	Титан
4	122523005	5 мм	Титан
4	122523006	6 мм	Титан



Тип BCS210.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)

Блокируемая реконструктивная пластина для заднего отдела стопы

Длина	P.N.	Материал
50 мм	122526150	Титан
66 мм	122526160	Титан



Тип BCS213.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)

Блокируемая пяточная пластина (трапециевидная)

Отверстий	P.N.	Высота	Материал
4	122528006	6 мм	Титан
4	122528008	8 мм	Титан
4	122528012	10 мм	Титан



Тип BCS215.

Винты: Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)

Система блокируемых пластин CanFAR VA

Блокируемая пластина с переменным углом наклона 30°

Отверстий	P.N.	Высота	Материал
4	122548104C	38 мм	Титан
6	122548106C	60 мм	Титан



Тип BCS159.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)

Трапецевидная блокируемая пластина с переменным углом 30°

Отверстий	P.N.	Ширина	Длина	Материал
4	122520101C	3 мм	26 мм	Титан
4	122520102C	4 мм	26 мм	Титан
4	122520103C	5 мм	26 мм	Титан
4	122520104C	6 мм	26 мм	Титан
4	122520105C	7 мм	26 мм	Титан



Тип BCS207.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)

Блокируемая универсальная пластина с переменным углом 30°

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122521101C	22 мм	Титан
4	122521102C	24 мм	Титан
4	122521103C	26 мм	Титан
4	122521104C	28 мм	Титан



Тип BCS208.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)

Блокируемая пластина для пальцев стопы с переменным углом

Высота	P.N.	Направление	Длина	Материал
36 мм	122522301C	Левая 0°	41 мм	Титан
30 мм	122522302C	Левая 0°	35 мм	Титан
36 мм	122522303C	Левая 5°	41 мм	Титан
30 мм	122522304C	Левая 5°	35 мм	Титан
36 мм	122522305C	Левая 10°	41 мм	Титан
30 мм	122522306C	Левая 10°	35 мм	Титан
36 мм	122522401C	Правая 0°	41 мм	Титан
30 мм	122522402C	Правая 0°	35 мм	Титан
36 мм	122522403C	Правая 5°	41 мм	Титан
30 мм	122522404C	Правая 5°	35 мм	Титан
36 мм	122522405C	Правая 10°	41 мм	Титан
30 мм	122522406C	Правая 10°	35 мм	Титан



Тип BCS209.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)

Прямая блокируемая пластина с переменным углом 30°

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122335101C	40 мм	Титан

Тип ZSQ61.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)



Блокируемая трапецевидная пластина с переменным углом 30°

Отверстий	P.N.	Высота	Длина	Материал
4	122523101C	1 мм	24 мм	Титан
4	122523102C	2 мм	24 мм	Титан
4	122523103C	3 мм	24 мм	Титан
4	122523104C	4 мм	24 мм	Титан
4	122523105C	5 мм	24 мм	Титан
4	122523106C	6 мм	24 мм	Титан



Тип BCS210.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (HCS04I)

Универсальная блокируемая пластина с переменным углом 30°

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	122525224C	24 мм	Титан
4	122525228C	28 мм	Титан
4	122525233C	33 мм	Титан



Тип BCS212.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (HCS04I)

Пластина для реконструкции стопы с переменным углом блокирования 30°

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
7	122526250C	50 мм	Титан
7	122526260C	60 мм	Титан



Тип BCS213.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (HCS04I)

Блокируемая пяточная пластина (трапецевидная) с переменным углом блокирования 30°

Отверстий	P.N.	Высота	Длина	Материал
4	122528106C	6 мм	20 мм	Титан
4	122528108C	8 мм	20 мм	Титан
4	122528110C	10 мм	20 мм	Титан



Тип BCS215.

Винты: Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (HCS04I)

Система блокируемых пластин CanFAR-2.7 мм

Т-образная пластина для плюсневой кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122225303C	30 мм	Титан
4	122225304C	37,2 мм	Титан
5	122225305C	44,5 мм	Титан
6	122225306C	44,5 мм	Титан
7	122225307C	51,7 мм	Титан



Тип BCS58.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

L-образная пластина с наклоном для плюсневой кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122226303C	Левая	35 мм	Титан
4	122226304C	Левая	43 мм	Титан
3	122226403C	Правая	35 мм	Титан
4	122226404C	Правая	43 мм	Титан



Тип BCS59.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

L-образная пластина для плюсневой кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
3	122227303C	Левая	32 мм	Титан
4	122227304C	Левая	32 мм	Титан
3	122227403C	Правая	32 мм	Титан
4	122227404C	Правая	32 мм	Титан



Тип BCS60.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Т-образная пластина для головки плюсневой кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
5	121231305C	31 мм	Титан



Тип BCS86.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Т-образная пластина с наклоном для плюсневой кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	121231105C	Левая	31 мм	Титан
5	121231205C	Правая	31 мм	Титан



Тип BCS86.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I),

Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Пластина для кубовидной кости с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
9	122558101C	Левая	32 мм	Титан
9	122558201C	Правая	32 мм	Титан



Тип BCS147.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I),

Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Крючковидная плюсневая пластина с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
4	122548304C	Левая	40 мм	Титан
4	122548404C	Правая	40 мм	Титан
6	122548306C	Левая	45 мм	Титан
6	122548406C	Правая	45 мм	Титан



Тип BCS159.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Пластина для подошвенной установки при артродезе TMT суставов с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	122557301C	Левая	39 мм	Титан
5	122557302C	Левая	47 мм	Титан
5	122557401C	Правая	39 мм	Титан
5	122557402C	Правая	47 мм	Титан



Тип BCS160.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Таранная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
5	122557206C	42.5 мм	Титан



Тип BCS160.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Ладьевидная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
8	122557108C	Левая	49 мм	Титан
8	122557208C	Правая	49 мм	Титан



Тип BCS160.

Винты: Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I),

Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)

Система блокируемых пластин для остеосинтеза пилон CanFAR-PILON

Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая крючковидная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122239103C	53 мм	Титан
4	122239104C	65 мм	Титан




Тип BCS25.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/Блокирующий винт,

самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

LCP Дистально-латеральная блокируемая малоберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
6	122556106C	Левая	77 мм	Титан
7	122556107C	Левая	92 мм	Титан
8	122556108C	Левая	103 мм	Титан
10	122556110C	Левая	117 мм	Титан
12	122556112C	Левая	164 мм	Титан
14	122556114C	Левая	193 мм	Титан
6	122556206C	Правая	77 мм	Титан
7	122556207C	Правая	92 мм	Титан
8	122556208C	Правая	103 мм	Титан
10	122556210C	Правая	117 мм	Титан
12	122556212C	Правая	164 мм	Титан
14	122556214C	Правая	193 мм	Титан




Тип BCS140.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/Блокирующий винт,

самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Дистальная передняя большеберцовая пластина с блокированием

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122555003C	58 мм	Титан
4	122555006C	78 мм	Титан



Тип BCS154.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/
Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I),
Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт
для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Дистально-медиальная блокируемая большеберцовая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122554003C	89 мм	Титан
6	122554006C	110 мм	Титан



Тип BCS155.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/
Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой
стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Передняя дистальная большеберцовая пластина с блокированием

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	122293503C	55 мм	Титан
5	122293505C	72 мм	Титан



Тип BCS156.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/
Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой
стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Задняя дистальная большеберцовая пластина с блокированием

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
5	122293705C	Левая	72 мм	Титан
5	122293805C	Правая	72 мм	Титан



Тип BCS156.

Винты: Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/
Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой
стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)

Система мини-пластин для фиксации мелких фрагментов CanMLP

Система мини-пластин CanMLP-1.5 мм

1.5 мм Т-образная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121231004	26 мм	Титан
5	121231005	31 мм	Титан
6	121231006	36 мм	Титан
7	121231007	41 мм	Титан
8	121231008	46 мм	Титан



Тип: BCS86.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)

1.5 мм поддерживающая блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Направление	Длина	Материал
8	121239108	Левая	23 мм	Титан
8	121239208	Правая	23 мм	Титан



Тип: BCS87.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)

1.5 мм Y-образная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121240004	27.4 мм	Титан
5	121240005	32.4 мм	Титан
6	121240006	37.4 мм	Титан
7	121240007	42.4 мм	Титан
8	121240008	47.4 мм	Титан



Тип: BCS88.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)

1.5 мм мышечковая блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121241004	27.4 мм	Титан
5	121241005	32.4 мм	Титан
6	121241006	37.4 мм	Титан
7	121241007	42.4 мм	Титан
8	121241008	47.4 мм	Титан



Тип: BCS89.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)

1.5 мм пластина для фаланг кисти

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
6	121221006	29 мм	Титан
12	121221012	59 мм	Титан

Тип: ZSQ38.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)



1.5 мм Блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121222204	25 мм	Титан
5	121222205	31,5 мм	Титан
6	121222206	38 мм	Титан
7	121222207	44,5 мм	Титан
8	121222208	51 мм	Титан
10	121222210	65 мм	Титан

Тип: ZSQ39.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)



Система мини-пластин CanMLP-2.0 мм

2.0 мм Мыщелковая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	121224103	27.5 мм	Титан
4	121224104	35 мм	Титан
5	121224105	42 мм	Титан
6	121224106	49 мм	Титан
7	121224107	56.5 мм	Титан

Тип: BCS57.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)



Блокируемая дистальная пластина с крючком для локтевой кости

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
7	121235007	46 мм	Титан

Тип: BCS81.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)



2.0 мм Блокируемая Y-образная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121233104	35,7 мм	Титан
5	121233105	42,8 мм	Титан
6	121233106	50 мм	Титан
7	121233107	57,2 мм	Титан



Тип: BCS96.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)

2.0 мм Блокируемая T-образная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121234104	33 мм	Титан
5	121234105	40,4 мм	Титан
6	121234106	47,5 мм	Титан
7	121234107	54,8 мм	Титан



Тип: BCS99.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)

2.0 мм Блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121222104	31 мм	Титан
5	121222105	38 мм	Титан
6	121222106	45 мм	Титан
7	121222107	52 мм	Титан
8	121222108	59 мм	Титан
10	121222110	73 мм	Титан



Тип: BCS39.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)

2.0 мм адаптивная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
12	121223112	85,5 мм	Титан

Тип: ZSQ40.

Винты: Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I),
Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)



Система мини-пластин CanMLP-2.4 мм

2.4 мм Мыщелковая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
3	121224003	30.0 мм	Титан
4	121224004	37.5 мм	Титан
5	121224005	44.5 мм	Титан
6	121224006	51.7 мм	Титан
7	121224007	59.0 мм	Титан



Тип: BCS57.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)

2.4 мм Блокируемая Y-образная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121233004	38.2 мм	Титан
5	121233005	45.5 мм	Титан
6	121233006	52.7 мм	Титан
7	121233007	60.0 мм	Титан



Тип: BCS96.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)

2.4 мм Блокируемая Т-образная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121234004	35.2 мм	Титан
5	121234005	42.5 мм	Титан
6	121234006	49.7 мм	Титан
7	121234007	57 мм	Титан



Тип: BCS99.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
4	121222004	36 мм	Титан
5	121222005	44 мм	Титан
6	121222006	52 мм	Титан
7	121222007	60 мм	Титан
8	121222008	68 мм	Титан
10	121222010	84 мм	Титан



Тип: BCS39.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)

2.4 мм адаптивная блокируемая пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Материал
12	121223012	88 мм	Титан



ZSQ40.

Винты: Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)

Система винтов для остеосинтеза

Кортикальные и губчатые винты

CanMLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (тип HAQ02I)

Длина	P.N.	Материал
6 мм	131116006	Титан
7 мм	131116007	Титан
8 мм	131116008	Титан
9 мм	131116009	Титан
10 мм	131116010	Титан
11 мм	131116011	Титан
12 мм	131116012	Титан
13 мм	131116013	Титан
14 мм	131116014	Титан
16 мм	131116016	Титан
18 мм	131116018	Титан
20 мм	131116020	Титан



CanMLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (тип HAQ02I)

Длина	P.N.	Материал
7 мм	131114007	Титан
8 мм	131114008	Титан
9 мм	131114009	Титан
10 мм	131114010	Титан
11 мм	131114011	Титан
12 мм	131114012	Титан
13 мм	131114013	Титан
14 мм	131114014	Титан
16 мм	131114016	Титан
18 мм	131114018	Титан
20 мм	131114020	Титан
22 мм	131114022	Титан
24 мм	131114024	Титан
26 мм	131114026	Титан
28 мм	131114028	Титан
30 мм	131114030	Титан
32 мм	131114032	Титан
34 мм	131114034	Титан
36 мм	131114036	Титан
38 мм	131114038	Титан



CanMLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.4 (тип HAQ02I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132103008	Титан
10 мм	132103010	Титан
11 мм	132103011	Титан
12 мм	132103012	Титан
13 мм	132103013	Титан
14 мм	132103014	Титан
16 мм	132103016	Титан
18 мм	132103018	Титан
20 мм	132103020	Титан
22 мм	132103022	Титан
24 мм	132103024	Титан
26 мм	132103026	Титан
28 мм	132103028	Титан
30 мм	132103030	Титан
32 мм	132103032	Титан
34 мм	132103034	Титан
36 мм	132103036	Титан
38 мм	132103038	Титан
40 мм	132103040	Титан



CanMLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (тип HAQ06I)

Длина	P.N.	Материал
6 мм	131115006	Титан
7 мм	131115007	Титан
8 мм	131115008	Титан
9 мм	131115009	Титан
10 мм	131115010	Титан
11 мм	131115011	Титан
12 мм	131115012	Титан
13 мм	131115013	Титан
14 мм	131115014	Титан
16 мм	131115016	Титан
18 мм	131115018	Титан
20 мм	131115020	Титан
22 мм	131115022	Титан
24 мм	131115024	Титан
26 мм	131115026	Титан
28 мм	131115028	Титан
30 мм	131115030	Титан
32 мм	131115032	Титан
34 мм	131115034	Титан
36 мм	131115036	Титан
38 мм	131115038	Титан



CanMLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.4 (тип HAQ06I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132105008	Титан
10 мм	132105010	Титан
11 мм	132105011	Титан
12 мм	132105012	Титан
13 мм	132105013	Титан
14 мм	132105014	Титан
16 мм	132105016	Титан
18 мм	132105018	Титан
20 мм	132105020	Титан
22 мм	132105022	Титан
24 мм	132105024	Титан
26 мм	132105026	Титан
28 мм	132105028	Титан
30 мм	132105030	Титан
32 мм	132105032	Титан
34 мм	132105034	Титан
36 мм	132105036	Титан
38 мм	132105038	Титан

Длина	P.N.	Материал
40 мм	132105040	Титан
42 мм	132105042	Титан
44 мм	132105044	Титан
46 мм	132105046	Титан
48 мм	132105048	Титан
50 мм	132105050	Титан
52 мм	132105052	Титан
54 мм	132105054	Титан
56 мм	132105056	Титан
58 мм	132105058	Титан
60 мм	132105060	Титан



CanFAR Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (тип HAQ06I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132106110	Титан
12 мм	132106112	Титан
14 мм	132106114	Титан
16 мм	132106116	Титан
18 мм	132106118	Титан
20 мм	132106120	Титан
22 мм	132106122	Титан
24 мм	132106124	Титан
26 мм	132106126	Титан
28 мм	132106128	Титан
30 мм	132106130	Титан
32 мм	132106132	Титан
34 мм	132106134	Титан
36 мм	132106136	Титан
38 мм	132106138	Титан
40 мм	132106140	Титан
42 мм	132106142	Титан
44 мм	132106144	Титан
46 мм	132106146	Титан
48 мм	132106148	Титан
50 мм	132106150	Титан



CanFAR Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (тип HAQ06I)

Длина	P.N.	Материал
12 мм	132111312	Титан
14 мм	132111314	Титан
16 мм	132111316	Титан
18 мм	132111318	Титан
20 мм	132111320	Титан
22 мм	132111322	Титан
24 мм	132111324	Титан
26 мм	132111326	Титан
28 мм	132111328	Титан
30 мм	132111330	Титан
32 мм	132111332	Титан
34 мм	132111334	Титан
36 мм	132111336	Титан
38 мм	132111338	Титан
40 мм	132111340	Титан
42 мм	132111342	Титан
44 мм	132111344	Титан
46 мм	132111346	Титан
48 мм	132111348	Титан
50 мм	132111350	Титан



CanFAR Кортикальный винт Ø2,7 (с угловой стабильностью) (тип HAZ06I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132106008	Титан
10 мм	132106010	Титан
12 мм	132106012	Титан
14 мм	132106014	Титан
16 мм	132106016	Титан
18 мм	132106018	Титан
20 мм	132106020	Титан
22 мм	132106022	Титан
24 мм	132106024	Титан
26 мм	132106026	Титан
28 мм	132106028	Титан
30 мм	132106030	Титан
35 мм	132106035	Титан
40 мм	132106040	Титан



CanFAR Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (тип HAZ06I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132106210	Титан
12 мм	132106212	Титан
14 мм	132106214	Титан
16 мм	132106216	Титан
18 мм	132106218	Титан
20 мм	132106220	Титан
22 мм	132106222	Титан
24 мм	132106224	Титан
26 мм	132106226	Титан
28 мм	132106228	Титан
30 мм	132106230	Титан
35 мм	132106235	Титан
40 мм	132106240	Титан



CanSLP Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (тип HAZ06I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132111110	Титан
12 мм	132111112	Титан
14 мм	132111114	Титан
16 мм	132111116	Титан
18 мм	132111118	Титан
20 мм	132111120	Титан
22 мм	132111122	Титан
24 мм	132111124	Титан
26 мм	132111126	Титан
28 мм	132111128	Титан
30 мм	132111130	Титан
32 мм	132111132	Титан
34 мм	132111134	Титан
36 мм	132111136	Титан
38 мм	132111138	Титан
40 мм	132111140	Титан
42 мм	132111142	Титан
44 мм	132111144	Титан
46 мм	132111146	Титан
48 мм	132111148	Титан
50 мм	132111150	Титан
55 мм	132111155	Титан
60 мм	132111160	Титан



CanSLP, CanFAR Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (тип HAZ06I)

Длина	P.N.	Материал
12 мм	132111412	Титан
14 мм	132111414	Титан
16 мм	132111416	Титан
18 мм	132111418	Титан
20 мм	132111420	Титан
22 мм	132111422	Титан
24 мм	132111424	Титан
26 мм	132111426	Титан
28 мм	132111428	Титан
30 мм	132111430	Титан
32 мм	132111432	Титан
34 мм	132111434	Титан
36 мм	132111436	Титан
38 мм	132111438	Титан
40 мм	132111440	Титан
42 мм	132111442	Титан
44 мм	132111444	Титан
46 мм	132111446	Титан
48 мм	132111448	Титан
50 мм	132111450	Титан
55 мм	132111455	Титан
60 мм	132111460	Титан



CanSLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø3.5 (тип HAQ03)

Длина	P.N.	Материал
12 мм	132111012	Титан
14 мм	132111014	Титан
16 мм	132111016	Титан
18 мм	132111018	Титан
20 мм	132111020	Титан
22 мм	132111022	Титан
24 мм	132111024	Титан
26 мм	132111026	Титан
28 мм	132111028	Титан
30 мм	132111030	Титан
32 мм	132111032	Титан
34 мм	132111034	Титан
36 мм	132111036	Титан
38 мм	132111038	Титан
40 мм	132111040	Титан
42 мм	132111042	Титан
44 мм	132111044	Титан
46 мм	132111046	Титан

Длина	P.N.	Материал
48 мм	132111048	Титан
50 мм	132111050	Титан
55 мм	132111055	Титан
60 мм	132111060	Титан
65 мм	132111065	Титан
70 мм	132111070	Титан
75 мм	132111075	Титан
80 мм	132111080	Титан
85 мм	132111085	Титан
90 мм	132111090	Титан



CanLLP Кортикальный винт, с полной резьбой Ø4.5 (тип HAQ03)

Длина	P.N.	Материал
16 мм	133111016	Титан
18 мм	133111018	Титан
20 мм	133111020	Титан
22 мм	133111022	Титан
24 мм	133111024	Титан
26 мм	133111026	Титан
28 мм	133111028	Титан
30 мм	133111030	Титан
32 мм	133111032	Титан
34 мм	133111034	Титан
36 мм	133111036	Титан
38 мм	133111038	Титан
40 мм	133111040	Титан
42 мм	133111042	Титан
44 мм	133111044	Титан
46 мм	133111046	Титан
48 мм	133111048	Титан
50 мм	133111050	Титан
52 мм	133111052	Титан
54 мм	133111054	Титан
56 мм	133111056	Титан
58 мм	133111058	Титан
60 мм	133111060	Титан
65 мм	133111065	Титан
70 мм	133111070	Титан
75 мм	133111075	Титан
80 мм	133111080	Титан
85 мм	133111085	Титан
90 мм	133111090	Титан



CanSLP Губчатый винт, с полной резьбой Ø4.0 (тип HBQ03)

Длина	P.N.	Материал
12 мм	132117212	Титан
14 мм	132117214	Титан
16 мм	132117216	Титан
18 мм	132117218	Титан
20 мм	132117220	Титан
22 мм	132117222	Титан
24 мм	132117224	Титан
26 мм	132117226	Титан
28 мм	132117228	Титан
30 мм	132117230	Титан
32 мм	132117232	Титан
34 мм	132117234	Титан
36 мм	132117236	Титан
38 мм	132117238	Титан
40 мм	132117240	Титан
42 мм	132117242	Титан
44 мм	132117244	Титан
46 мм	132117246	Титан

Длина	P.N.	Материал
48 мм	132117248	Титан
50 мм	132117250	Титан
52 мм	132117252	Титан
54 мм	132117254	Титан
56 мм	132117256	Титан
58 мм	132117258	Титан
60 мм	132117260	Титан



CanSLP Губчатый винт, с частичной резьбой Ø4.0 (тип HBQ03)

Длина	P.N.	Материал
20 мм	132115020	Титан
22 мм	132115022	Титан
24 мм	132115024	Титан
26 мм	132115026	Титан
28 мм	132115028	Титан
30 мм	132115030	Титан
32 мм	132115032	Титан
34 мм	132115034	Титан
36 мм	132115036	Титан
38 мм	132115038	Титан
40 мм	132115040	Титан
42 мм	132115042	Титан
44 мм	132115044	Титан
46 мм	132115046	Титан
48 мм	132115048	Титан
50 мм	132115050	Титан
52 мм	132115052	Титан
54 мм	132115054	Титан
56 мм	132115056	Титан
58 мм	132115058	Титан
60 мм	132115060	Титан



CanLLP Губчатый винт, с полной резьбой Ø6.5 (тип HBQ03)

Длина	P.N.	Материал
20 мм	133117020	Титан
25 мм	133117025	Титан
30 мм	133117030	Титан
35 мм	133117035	Титан
40 мм	133117040	Титан
45 мм	133117045	Титан
50 мм	133117050	Титан
55 мм	133117055	Титан
60 мм	133117060	Титан
65 мм	133117065	Титан
70 мм	133117070	Титан
75 мм	133117075	Титан
80 мм	133117080	Титан
85 мм	133117085	Титан
90 мм	133117090	Титан
95 мм	133117095	Титан
100 мм	133117100	Титан
105 мм	133117105	Титан
110 мм	133117110	Титан
115 мм	133117115	Титан
120 мм	133117120	Титан



CanLLP Губчатый винт, с частичной резьбой Ø6.5 (тип HBQ03)

Длина	P.N.	Материал
50 мм	133115050	Титан
55 мм	133115055	Титан
60 мм	133115060	Титан
65 мм	133115065	Титан
70 мм	133115070	Титан
75 мм	133115075	Титан
80 мм	133115080	Титан
85 мм	133115085	Титан
90 мм	133115090	Титан
95 мм	133115095	Титан
100 мм	133115100	Титан
105 мм	133115105	Титан
110 мм	133115110	Титан
115 мм	133115115	Титан
120 мм	133115120	Титан



Система блокирующих винтов

CanMLP Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (тип HCS02I)

Длина	P.N.	Материал
6 мм	131216006	Титан
7 мм	131216007	Титан
8 мм	131216008	Титан
9 мм	131216009	Титан
10 мм	131216010	Титан
11 мм	131216011	Титан
12 мм	131216012	Титан
13 мм	131216013	Титан
14 мм	131216014	Титан
15 мм	131216015	Титан
16 мм	131216016	Титан
17 мм	131216017	Титан
18 мм	131216018	Титан
19 мм	131216019	Титан
20 мм	131216020	Титан



CanMLP Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (тип HCS04I)

Длина	P.N.	Материал
6 мм	131212006	Титан
7 мм	131212007	Титан
8 мм	131212008	Титан
9 мм	131212009	Титан
10 мм	131212010	Титан
11 мм	131212011	Титан
12 мм	131212012	Титан
13 мм	131212013	Титан
14 мм	131212014	Титан
16 мм	131212016	Титан
18 мм	131212018	Титан
20 мм	131212020	Титан
22 мм	131212022	Титан
24 мм	131212024	Титан
26 мм	131212026	Титан
28 мм	131212028	Титан
30 мм	131212030	Титан



CanMLP Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132201008	Титан
10 мм	132201010	Титан
11 мм	132201011	Титан
12 мм	132201012	Титан
13 мм	132201013	Титан
14 мм	132201014	Титан
16 мм	132201016	Титан
18 мм	132201018	Титан
20 мм	132201020	Титан
22 мм	132201022	Титан
24 мм	132201024	Титан

Длина	P.N.	Материал
26 мм	132201026	Титан
28 мм	132201028	Титан
30 мм	132201030	Титан



CanSLP Блокирующий винт VA Ø2.4 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132311008	Титан
10 мм	132311010	Титан
12 мм	132311012	Титан
14 мм	132311014	Титан
16 мм	132311016	Титан
18 мм	132311018	Титан
20 мм	132311020	Титан
22 мм	132311022	Титан
24 мм	132311024	Титан
26 мм	132311026	Титан
28 мм	132311028	Титан
30 мм	132311030	Титан



CanSLP, CanFAR Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132202008	Титан
10 мм	132202010	Титан
12 мм	132202012	Титан
14 мм	132202014	Титан
16 мм	132202016	Титан
18 мм	132202018	Титан
20 мм	132202020	Титан
22 мм	132202022	Титан
24 мм	132202024	Титан
26 мм	132202026	Титан
28 мм	132202028	Титан
30 мм	132202030	Титан
35 мм	132202035	Титан

Длина	P.N.	Материал
40 мм	132202040	Титан
45 мм	132202045	Титан
50 мм	132202050	Титан
55 мм	132202055	Титан
60 мм	132202060	Титан



CanFAR Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (тип HCS04I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132202610	Титан
12 мм	132202612	Титан
14 мм	132202614	Титан
16 мм	132202616	Титан
18 мм	132202618	Титан
20 мм	132202620	Титан
22 мм	132202622	Титан
24 мм	132202624	Титан
26 мм	132202626	Титан
28 мм	132202628	Титан
30 мм	132202630	Титан
32 мм	132202632	Титан
34 мм	132202634	Титан
35 мм	132202635	Титан
36 мм	132202636	Титан
38 мм	132202638	Титан
40 мм	132202640	Титан
42 мм	132202642	Титан

Длина	P.N.	Материал
44 мм	132202644	Титан
46 мм	132202646	Титан
48 мм	132202648	Титан
50 мм	132202650	Титан



CanFAR Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (тип HCS04I)

Длина	P.N.	Материал
8 мм	132202508	Титан
10 мм	132202510	Титан
12 мм	132202512	Титан
14 мм	132202514	Титан
16 мм	132202516	Титан
18 мм	132202518	Титан
20 мм	132202520	Титан
22 мм	132202522	Титан
24 мм	132202524	Титан
26 мм	132202526	Титан
28 мм	132202528	Титан
30 мм	132202530	Титан
32 мм	132202532	Титан
34 мм	132202534	Титан
36 мм	132202536	Титан
38 мм	132202538	Титан
40 мм	132202540	Титан
42 мм	132202542	Титан

Длина	P.N.	Материал
44 мм	132202544	Титан
46 мм	132202546	Титан
48 мм	132202548	Титан
50 мм	132202550	Титан



CanFAR Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (тип HCS04I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132214610	Титан
12 мм	132214612	Титан
14 мм	132214614	Титан
16 мм	132214616	Титан
18 мм	132214618	Титан
20 мм	132214620	Титан
22 мм	132214622	Титан
24 мм	132214624	Титан
26 мм	132214626	Титан
28 мм	132214628	Титан
30 мм	132214630	Титан
32 мм	132214632	Титан
34 мм	132214634	Титан
36 мм	132214636	Титан


Длина	P.N.	Материал
38 мм	132214638	Титан
40 мм	132214640	Титан
42 мм	132214642	Титан
44 мм	132214644	Титан
46 мм	132214646	Титан
48 мм	132214648	Титан
50 мм	132214650	Титан



CanSLP, CanFAR Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132214010	Титан
12 мм	132214012	Титан
14 мм	132214014	Титан
16 мм	132214016	Титан
18 мм	132214018	Титан
20 мм	132214020	Титан
22 мм	132214022	Титан
24 мм	132214024	Титан
26 мм	132214026	Титан
28 мм	132214028	Титан
30 мм	132214030	Титан
32 мм	132214032	Титан
34 мм	132214034	Титан
36 мм	132214036	Титан
38 мм	132214038	Титан
40 мм	132214040	Титан
42 мм	132214042	Титан
44 мм	132214044	Титан
46 мм	132214046	Титан
48 мм	132214048	Титан
50 мм	132214050	Титан
55 мм	132214055	Титан

Длина	P.N.	Материал
60 мм	132214060	Титан
65 мм	132214065	Титан
70 мм	132214070	Титан
75 мм	132214075	Титан
80 мм	132214080	Титан
85 мм	132214085	Титан
90 мм	132214090	Титан



CanFAR Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (тип HCS04I)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	132214110	Титан
12 мм	132214112	Титан
14 мм	132214114	Титан
16 мм	132214116	Титан
18 мм	132214118	Титан
20 мм	132214120	Титан
22 мм	132214122	Титан
24 мм	132214124	Титан
26 мм	132214126	Титан
28 мм	132214128	Титан
30 мм	132214130	Титан
32 мм	132214132	Титан
34 мм	132214134	Титан
36 мм	132214136	Титан
38 мм	132214138	Титан
40 мм	132214140	Титан
42 мм	132214142	Титан


Длина	P.N.	Материал
44 мм	132214144	Титан
46 мм	132214146	Титан
48 мм	132214148	Титан
50 мм	132214150	Титан
55 мм	132214155	Титан
60 мм	132214160	Титан



CanLLP, CanFNS Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
14 мм	133202014	Титан
16 мм	133202016	Титан
18 мм	133202018	Титан
20 мм	133202020	Титан
22 мм	133202022	Титан
24 мм	133202024	Титан
26 мм	133202026	Титан
28 мм	133202028	Титан
30 мм	133202030	Титан
32 мм	133202032	Титан
34 мм	133202034	Титан
36 мм	133202036	Титан
38 мм	133202038	Титан
40 мм	133202040	Титан
42 мм	133202042	Титан
44 мм	133202044	Титан
46 мм	133202046	Титан
48 мм	133202048	Титан
50 мм	133202050	Титан
55 мм	133202055	Титан
60 мм	133202060	Титан


Длина	P.N.	Материал
65 мм	133202065	Титан
70 мм	133202070	Титан
75 мм	133202075	Титан
80 мм	133202080	Титан
85 мм	133202085	Титан
90 мм	133202090	Титан
95 мм	133202095	Титан
100 мм	133202100	Титан



CanLLP Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (тип HAS04II)

Длина	P.N.	Материал
18 мм	133203018	Титан
20 мм	133203020	Титан
22 мм	133203022	Титан
24 мм	133203024	Титан
26 мм	133203026	Титан
28 мм	133203028	Титан
30 мм	133203030	Титан
32 мм	133203032	Титан
34 мм	133203034	Титан
36 мм	133203036	Титан
38 мм	133203038	Титан
40 мм	133203040	Титан
42 мм	133203042	Титан
44 мм	133203044	Титан
46 мм	133203046	Титан
48 мм	133203048	Титан
50 мм	133203050	Титан
55 мм	133203055	Титан
60 мм	133203060	Титан
65 мм	133203065	Титан
70 мм	133203070	Титан
75 мм	133203075	Титан

Длина	P.N.	Материал
80 мм	133203080	Титан
85 мм	133203085	Титан
90 мм	133203090	Титан
95 мм	133203095	Титан
100 мм	133203100	Титан



CanLLP Блокирующий винт, самонарезной Ø6.5 (тип HAS04I)

Длина	P.N.	Материал
50 мм	133218050	Титан
55 мм	133218055	Титан
60 мм	133218060	Титан
65 мм	133218065	Титан
70 мм	133218070	Титан
75 мм	133218075	Титан
80 мм	133218080	Титан
85 мм	133218085	Титан
90 мм	133218090	Титан
95 мм	133218095	Титан
100 мм	133218100	Титан
105 мм	133218105	Титан
110 мм	133218110	Титан
115 мм	133218115	Титан
120 мм	133218120	Титан



CanLLP Динамический блокирующий винт Ø5.0 (тип HAS03I)

Длина	P.N.	Материал
28 мм	133206028	Титан
30 мм	133206030	Титан
32 мм	133206032	Титан
34 мм	133206034	Титан
36 мм	133206036	Титан
38 мм	133206038	Титан
40 мм	133206040	Титан
42 мм	133206042	Титан
44 мм	133206044	Титан
46 мм	133206046	Титан
48 мм	133206048	Титан
50 мм	133206050	Титан



Система канюлированных винтов

CanNUS Канюлированный винт Ø3.0 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
10 мм	134631010	Титан
11 мм	134631011	Титан
12 мм	134631012	Титан
13 мм	134631013	Титан
14 мм	134631014	Титан
15 мм	134631015	Титан
16 мм	134631016	Титан
17 мм	134631017	Титан
18 мм	134631018	Титан
19 мм	134631019	Титан
20 мм	134631020	Титан
21 мм	134631021	Титан
22 мм	134631022	Титан
23 мм	134631023	Титан
24 мм	134631024	Титан
25 мм	134631025	Титан
26 мм	134631026	Титан


Длина	P.N.	Материал
27 мм	134631027	Титан
28 мм	134631028	Титан
29 мм	134631029	Титан
30 мм	134631030	Титан
32 мм	134631032	Титан
34 мм	134631034	Титан
36 мм	134631036	Титан
38 мм	134631038	Титан
40 мм	134631040	Титан



CanNUS Канюлированный винт Ø4.0 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
14 мм	134911014	Титан
16 мм	134911016	Титан
18 мм	134911018	Титан
20 мм	134911020	Титан
22 мм	134911022	Титан
24 мм	134911024	Титан
26 мм	134911026	Титан
28 мм	134911028	Титан
30 мм	134911030	Титан
32 мм	134911032	Титан
34 мм	134911034	Титан
36 мм	134911036	Титан
38 мм	134911038	Титан
40 мм	134911040	Титан
42 мм	134911042	Титан
44 мм	134911044	Титан
46 мм	134911046	Титан
48 мм	134911048	Титан
50 мм	134911050	Титан
52 мм	134911052	Титан

Длина	P.N.	Материал
54 мм	134911054	Титан
56 мм	134911056	Титан
58 мм	134911058	Титан
60 мм	134911060	Титан
62 мм	134911062	Титан
64 мм	134911064	Титан
66 мм	134911066	Титан
68 мм	134911068	Титан
70 мм	134911070	Титан



CanNUS Канюлированный винт, самосверлящий Ø4.5 (тип GJYDVII)


Длина	P.N.	Материал
20 мм	134211020	Титан
22 мм	134211022	Титан
24 мм	134211024	Титан
26 мм	134211026	Титан
28 мм	134211028	Титан
30 мм	134211030	Титан
32 мм	134211032	Титан
34 мм	134211034	Титан
36 мм	134211036	Титан
38 мм	134211038	Титан
40 мм	134211040	Титан
42 мм	134211042	Титан
44 мм	134211044	Титан
46 мм	134211046	Титан
48 мм	134211048	Титан
50 мм	134211050	Титан
52 мм	134211052	Титан

Длина	P.N.	Материал
54 мм	134211054	Титан
56 мм	134211056	Титан
60 мм	134211060	Титан
64 мм	134211064	Титан
68 мм	134211068	Титан
72 мм	134211072	Титан



CanNUS Канюлированный винт Ø6.5 самосверлящий, длина резьбы 16 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
40 мм	134311040	Титан
45 мм	134311045	Титан
50 мм	134311050	Титан
55 мм	134311055	Титан
60 мм	134311060	Титан
65 мм	134311065	Титан
70 мм	134311070	Титан
75 мм	134311075	Титан
80 мм	134311080	Титан
85 мм	134311085	Титан
90 мм	134311090	Титан
95 мм	134311095	Титан
100 мм	134311100	Титан
105 мм	134311105	Титан
110 мм	134311110	Титан
115 мм	134311115	Титан
120 мм	134311120	Титан
125 мм	134311125	Титан
130 мм	134311130	Титан



CanNUS Канюлированный винт Ø6.5 самосверлящий, длина резьбы 32 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
40 мм	134312040	Титан
45 мм	134312045	Титан
50 мм	134312050	Титан
55 мм	134312055	Титан
60 мм	134312060	Титан
65 мм	134312065	Титан
70 мм	134312070	Титан
75 мм	134312075	Титан
80 мм	134312080	Титан
85 мм	134312085	Титан
90 мм	134312090	Титан
95 мм	134312095	Титан
100 мм	134312100	Титан
105 мм	134312105	Титан
110 мм	134312110	Титан
115 мм	134312115	Титан
120 мм	134312120	Титан
125 мм	134312125	Титан
130 мм	134312130	Титан



CanNUS Шайба для канюлированного винта (тип GJYDVII)

Диаметр	P.N.	Материал
Ø3,0	134630000	Титан
Ø4,0	134911000	Титан
Ø4,5	134211000	Титан
Ø6,5/ 7,3	134411000	Титан



Система канюлированных безголовчатых винтов CanCCS

CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø2.5

Длина	P.N.	Материал
8 мм	134713008	Титан
9 мм	134713009	Титан
10 мм	134713010	Титан
11 мм	134713011	Титан
12 мм	134713012	Титан
13 мм	134713013	Титан
14 мм	134713014	Титан
16 мм	134713016	Титан
18 мм	134713018	Титан
20 мм	134713020	Титан
22 мм	134713022	Титан
24 мм	134713024	Титан
26 мм	134713026	Титан
28 мм	134713028	Титан
30 мм	134713030	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø3.0

Длина	P.N.	Материал
10 мм	134623010	Титан
11 мм	134623011	Титан
12 мм	134623012	Титан
13 мм	134623013	Титан
14 мм	134623014	Титан
16 мм	134623016	Титан
18 мм	134623018	Титан
20 мм	134623020	Титан
22 мм	134623022	Титан
24 мм	134623024	Титан
26 мм	134623026	Титан
28 мм	134623028	Титан
30 мм	134623030	Титан
32 мм	134623032	Титан
34 мм	134623034	Титан
36 мм	134623036	Титан
38 мм	134623038	Титан
40 мм	134623040	Титан



CanCCS Канюлированный безголовчатый винт Ø3.0

Длина	P.N.	Материал
10 мм	134623110WZ	Титан
11 мм	134623111WZ	Титан
12 мм	134623112WZ	Титан
13 мм	134623113WZ	Титан
14 мм	134623114WZ	Титан
16 мм	134623116WZ	Титан
18 мм	134623118WZ	Титан
20 мм	134623120WZ	Титан
22 мм	134623122WZ	Титан
24 мм	134623124WZ	Титан

Длина	P.N.	Материал
26 мм	134623126WZ	Титан
28 мм	134623128WZ	Титан
30 мм	134623130WZ	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø3.5

Длина	P.N.	Материал
16 мм	134823016	Титан
18 мм	134823018	Титан
20 мм	134823020	Титан
22 мм	134823022	Титан
24 мм	134823024	Титан
26 мм	134823026	Титан
28 мм	134823028	Титан
30 мм	134823030	Титан
32 мм	134823032	Титан
34 мм	134823034	Титан
36 мм	134823036	Титан
38 мм	134823038	Титан


Длина	P.N.	Материал
40 мм	134823040	Титан
42 мм	134823042	Титан
44 мм	134823044	Титан
46 мм	134823046	Титан
48 мм	134823048	Титан
50 мм	134823050	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø4.0

Длина	P.N.	Материал
16 мм	134923016	Титан
18 мм	134923018	Титан
20 мм	134923020	Титан
22 мм	134923022	Титан
24 мм	134923024	Титан
26 мм	134923026	Титан
28 мм	134923028	Титан
30 мм	134923030	Титан
32 мм	134923032	Титан
34 мм	134923034	Титан
36 мм	134923036	Титан
38 мм	134923038	Титан
40 мм	134923040	Титан
42 мм	134923042	Титан
44 мм	134923044	Титан

Длина	P.N.	Материал
46 мм	134923046	Титан
48 мм	134923048	Титан
50 мм	134923050	Титан
55 мм	134923055	Титан
60 мм	134923060	Титан




CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø4.5

Длина	P.N.	Материал
20 мм	134223020	Титан
22 мм	134223022	Титан
24 мм	134223024	Титан
26 мм	134223026	Титан
28 мм	134223028	Титан
30 мм	134223030	Титан
35 мм	134223035	Титан
40 мм	134223040	Титан
45 мм	134223045	Титан
50 мм	134223050	Титан
55 мм	134223055	Титан
60 мм	134223060	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø5.0

Длина	P.N.	Материал
25 мм	134023025	Титан
30 мм	134023030	Титан
35 мм	134023035	Титан
40 мм	134023040	Титан
45 мм	134023045	Титан
50 мм	134023050	Титан
55 мм	134023055	Титан
60 мм	134023060	Титан
65 мм	134023065	Титан
70 мм	134023070	Титан
75 мм	134023075	Титан
80 мм	134023080	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø5.0

Длина	P.N.	Материал
25 мм	134023125WZ	Титан
30 мм	134023130WZ	Титан
35 мм	134023135WZ	Титан
40 мм	134023140WZ	Титан
45 мм	134023145WZ	Титан
50 мм	134023150WZ	Титан
55 мм	134023155WZ	Титан
60 мм	134023160WZ	Титан



CanCCS Компрессионный безголовчатый винт Ø6.5

Длина	P.N.	Материал
40 мм	134323340	Титан
45 мм	134323345	Титан
50 мм	134323350	Титан
55 мм	134323355	Титан
60 мм	134323360	Титан
65 мм	134323365	Титан
70 мм	134323370	Титан
75 мм	134323375	Титан
80 мм	134323380	Титан
85 мм	134323385	Титан
90 мм	134323390	Титан
95 мм	134323395	Титан

Длина	P.N.	Материал
100 мм	134323400	Титан
105 мм	134323405	Титан
110 мм	134323410	Титан
115 мм	134323415	Титан
120 мм	134323420	Титан



Система канюлированных винтов со скошенной головкой CanBCS

CanBCS Канюлированный винт со скошенной головкой Ø2.4 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
12 мм	134714012C	Титан
14 мм	134714014C	Титан
16 мм	134714016C	Титан
18 мм	134714018C	Титан
20 мм	134714020C	Титан
22 мм	134714022C	Титан
24 мм	134714024C	Титан
26 мм	134714026C	Титан
28 мм	134714028C	Титан
30 мм	134714030C	Титан



CanBCS Канюлированный винт со скошенной головкой Ø3.5 (тип GJYDVII)

Длина	P.N.	Материал
16 мм	134814016C	Титан
18 мм	134814018C	Титан
20 мм	134814020C	Титан
22 мм	134814022C	Титан
24 мм	134814024C	Титан
26 мм	134814026C	Титан
28 мм	134814028C	Титан
30 мм	134814030C	Титан
32 мм	134814032C	Титан
34 мм	134814034C	Титан
36 мм	134814036C	Титан
38 мм	134814038C	Титан
40 мм	134814040C	Титан

Длина	P.N.	Материал
42 мм	134814042C	Титан
44 мм	134814044C	Титан
46 мм	134814046C	Титан
48 мм	134814048C	Титан
50 мм	134814050C	Титан



Система винтов для подтаранного сустава CanFAR

CanFAR Винт для подтаранного сустава, с частичной резьбой (тип GJYDX)

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø6.0	134323306C	18.5 мм	Титан
Ø6.5	134323307C	18.5 мм	Титан
Ø7.0	134323308C	18.5 мм	Титан
Ø7.5	134323309C	18.5 мм	Титан
Ø8.0	134323310C	18.5 мм	Титан
Ø8.5	134323311C	18.5 мм	Титан
Ø9.0	134323312C	18.5 мм	Титан



CanFAR Винт для подтаранного сустава, с полной резьбой (тип GJYDX)

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø8	134323318C	15 мм	Титан
Ø9	134323319C	15 мм	Титан
Ø10	134323320C	15 мм	Титан
Ø11	134323321C	15 мм	Титан
Ø12	134323322C	15 мм	Титан



ИНТРАМЕДУЛЛЯРНАЯ СИСТЕМА ОСТЕОСИНТЕЗА

Система проксимального бедренного стержня CanPFN (тип SDG04)

Стержень проксимальный для остеосинтеза бедренной кости, удлинённый

Диаметр	P.N.	Направление	Длина	Материал
Ø9	135403530	Левый	300 мм	Титан
Ø9	135403532	Левый	320 мм	Титан
Ø9	135403534	Левый	340 мм	Титан
Ø9	135403536	Левый	360 мм	Титан
Ø9	135403538	Левый	380 мм	Титан
Ø9	135403540	Левый	400 мм	Титан
Ø9	135403542	Левый	420 мм	Титан
Ø10	135403630	Левый	300 мм	Титан
Ø10	135403632	Левый	320 мм	Титан
Ø10	135403634	Левый	340 мм	Титан
Ø10	135403636	Левый	360 мм	Титан
Ø10	135403638	Левый	380 мм	Титан
Ø10	135403640	Левый	400 мм	Титан
Ø10	135403642	Левый	420 мм	Титан
Ø11	135403730	Левый	300 мм	Титан
Ø11	135403732	Левый	320 мм	Титан
Ø11	135403734	Левый	340 мм	Титан
Ø11	135403736	Левый	360 мм	Титан
Ø11	135403738	Левый	380 мм	Титан
Ø11	135403740	Левый	400 мм	Титан
Ø11	135403742	Левый	420 мм	Титан
Ø9	135404530	Правый	300 мм	Титан
Ø9	135404532	Правый	320 мм	Титан
Ø9	135404534	Правый	340 мм	Титан
Ø9	135404536	Правый	360 мм	Титан
Ø9	135404538	Правый	380 мм	Титан
Ø9	135404540	Правый	400 мм	Титан
Ø9	135404542	Правый	420 мм	Титан
Ø10	135404630	Правый	300 мм	Титан
Ø10	135404632	Правый	320 мм	Титан
Ø10	135404634	Правый	340 мм	Титан
Ø10	135404636	Правый	360 мм	Титан
Ø10	135404638	Правый	380 мм	Титан
Ø10	135404640	Правый	400 мм	Титан
Ø10	135404642	Правый	420 мм	Титан
Ø11	135404730	Правый	300 мм	Титан
Ø11	135404732	Правый	320 мм	Титан
Ø11	135404734	Правый	340 мм	Титан
Ø11	135404736	Правый	360 мм	Титан
Ø11	135404738	Правый	380 мм	Титан
Ø11	135404740	Правый	400 мм	Титан
Ø11	135404742	Правый	420 мм	Титан



Стержень проксимальный для остеосинтеза бедренной кости, стандартный

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø9	135406517	170 мм	Титан
Ø9	135406520	200 мм	Титан
Ø9	135406524	240 мм	Титан
Ø10	135406617	170 мм	Титан
Ø10	135406620	200 мм	Титан
Ø10	135406624	240 мм	Титан
Ø11	135406717	170 мм	Титан
Ø11	135406720	200 мм	Титан
Ø11	135406724	240 мм	Титан
Ø12	135406817	170 мм	Титан
Ø12	135406820	200 мм	Титан
Ø12	135406824	240 мм	Титан
Ø13	135406917	170 мм	Титан
Ø13	135406920	200 мм	Титан
Ø13	135406924	240 мм	Титан



Винт блокирующий

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4,9	135400020	20 мм	Титан
Ø4,9	135400024	24 мм	Титан
Ø4,9	135400028	28 мм	Титан
Ø4,9	135400030	30 мм	Титан
Ø4,9	135400032	32 мм	Титан
Ø4,9	135400034	34 мм	Титан
Ø4,9	135400036	36 мм	Титан
Ø4,9	135400038	38 мм	Титан
Ø4,9	135400040	40 мм	Титан
Ø4,9	135400042	42 мм	Титан
Ø4,9	135400044	44 мм	Титан
Ø4,9	135400046	46 мм	Титан
Ø4,9	135400048	48 мм	Титан
Ø4,9	135400050	50 мм	Титан
Ø4,9	135400052	52 мм	Титан
Ø4,9	135400056	56 мм	Титан
Ø4,9	135400060	60 мм	Титан
Ø4,9	135400064	64 мм	Титан
Ø4,9	135400068	68 мм	Титан
Ø4,9	135400070	70 мм	Титан
Ø4,9	135400072	72 мм	Титан
Ø4,9	135400076	76 мм	Титан
Ø4,9	135400080	80 мм	Титан



Винт динамический для проксимального бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø10.4	135400270	70 мм	Титан
Ø10.4	135400275	75 мм	Титан
Ø10.4	135400280	80 мм	Титан
Ø10.4	135400285	85 мм	Титан
Ø10.4	135400290	90 мм	Титан
Ø10.4	135400295	95 мм	Титан
Ø10.4	135400200	100 мм	Титан
Ø10.4	135400205	105 мм	Титан
Ø10.4	135400210	110 мм	Титан
Ø10.4	135400215	115 мм	Титан
Ø10.4	135400220	120 мм	Титан



Клинок шеечный для проксимального бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø10.4	135400375	75 мм	Титан
Ø10.4	135400380	80 мм	Титан
Ø10.4	135400385	85 мм	Титан
Ø10.4	135400390	90 мм	Титан
Ø10.4	135400395	95 мм	Титан
Ø10.4	135400300	100 мм	Титан
Ø10.4	135400305	105 мм	Титан
Ø10.4	135400310	110 мм	Титан
Ø10.4	135400315	115 мм	Титан
Ø10.4	135400320	120 мм	Титан



Клинок шеечный

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø10.4	135410370C	70 мм	Титан
Ø10.4	135410375C	75 мм	Титан
Ø10.4	135410380C	80 мм	Титан
Ø10.4	135410385C	85 мм	Титан
Ø10.4	135410390C	90 мм	Титан
Ø10.4	135410395C	95 мм	Титан
Ø10.4	135410400C	100 мм	Титан
Ø10.4	135410405C	105 мм	Титан
Ø10.4	135410410C	110 мм	Титан
Ø10.4	135410415C	115 мм	Титан
Ø10.4	135410420C	120 мм	Титан



Заглушки для проксимального бедренного стержня CanPFN (тип SDG04)

Заглушка для бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4	900000128	17.5 мм	Титан



Заглушка для проксимального бедренного стержня I

Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135400101	28 мм	Титан
10	135400102	33 мм	Титан
15	135400103	38 мм	Титан



Заглушка для проксимального бедренного стержня II

Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135400104	41 мм	Титан
10	135400105	46 мм	Титан
15	135400106	51 мм	Титан



Заглушка для проксимального бедренного стержня III

Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135400110	28 мм	Титан
10	135400111	33 мм	Титан
15	135400112	38 мм	Титан



Заглушка для проксимального бедренного стержня IV

Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135400113	41 мм	Титан
10	135400114	46 мм	Титан
15	135400115	51 мм	Титан



Заглушка для проксимального бедренного стержня V

Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135400116	39 мм	Титан
10	135400117	44 мм	Титан
15	135400118	49 мм	Титан



Система антеградного бедренного стержня CanEFN (тип SDG06)

Стержень антеградный для остеосинтеза бедренной кости, канюлированный

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø9	135503530	300 мм	Левая	Титан
Ø9	135503532	320 мм	Левая	Титан
Ø9	135503534	340 мм	Левая	Титан
Ø9	135503536	360 мм	Левая	Титан
Ø9	135503538	380 мм	Левая	Титан
Ø9	135503540	400 мм	Левая	Титан
Ø9	135503542	420 мм	Левая	Титан
Ø9	135503544	440 мм	Левая	Титан
Ø9	135503546	460 мм	Левая	Титан
Ø10	135503630	300 мм	Левая	Титан
Ø10	135503632	320 мм	Левая	Титан
Ø10	135503634	340 мм	Левая	Титан
Ø10	135503636	360 мм	Левая	Титан
Ø10	135503638	380 мм	Левая	Титан
Ø10	135503640	400 мм	Левая	Титан
Ø10	135503642	420 мм	Левая	Титан
Ø10	135503644	440 мм	Левая	Титан
Ø10	135503646	460 мм	Левая	Титан
Ø11	135503730	300 мм	Левая	Титан
Ø11	135503732	320 мм	Левая	Титан
Ø11	135503734	340 мм	Левая	Титан
Ø11	135503736	360 мм	Левая	Титан
Ø11	135503738	380 мм	Левая	Титан
Ø11	135503740	400 мм	Левая	Титан
Ø11	135503742	420 мм	Левая	Титан
Ø11	135503744	440 мм	Левая	Титан
Ø11	135503746	460 мм	Левая	Титан
Ø12	135503830	300 мм	Левая	Титан
Ø12	135503832	320 мм	Левая	Титан
Ø12	135503834	340 мм	Левая	Титан
Ø12	135503836	360 мм	Левая	Титан
Ø12	135503838	380 мм	Левая	Титан
Ø12	135503840	400 мм	Левая	Титан
Ø12	135503842	420 мм	Левая	Титан
Ø12	135503844	440 мм	Левая	Титан
Ø12	135503846	460 мм	Левая	Титан
Ø9	135504530	300 мм	Правая	Титан
Ø9	135504532	320 мм	Правая	Титан
Ø9	135504534	340 мм	Правая	Титан
Ø9	135504536	360 мм	Правая	Титан
Ø9	135504538	380 мм	Правая	Титан
Ø9	135504540	400 мм	Правая	Титан
Ø9	135504542	420 мм	Правая	Титан
Ø9	135504544	440 мм	Правая	Титан
Ø9	135504546	460 мм	Правая	Титан



Стержень антеградный для остеосинтеза бедренной кости, канюлированный (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø10	135504630	300 мм	Правая	Титан
Ø10	135504632	320 мм	Правая	Титан
Ø10	135504634	340 мм	Правая	Титан
Ø10	135504636	360 мм	Правая	Титан
Ø10	135504638	380 мм	Правая	Титан
Ø10	135504640	400 мм	Правая	Титан
Ø10	135504642	420 мм	Правая	Титан
Ø10	135504644	440 мм	Правая	Титан
Ø10	135504646	460 мм	Правая	Титан
Ø11	135504730	300 мм	Правая	Титан
Ø11	135504732	320 мм	Правая	Титан
Ø11	135504734	340 мм	Правая	Титан
Ø11	135504736	360 мм	Правая	Титан
Ø11	135504738	380 мм	Правая	Титан
Ø11	135504740	400 мм	Правая	Титан
Ø11	135504742	420 мм	Правая	Титан
Ø11	135504744	440 мм	Правая	Титан
Ø11	135504746	460 мм	Правая	Титан
Ø12	135504830	300 мм	Правая	Титан
Ø12	135504832	320 мм	Правая	Титан
Ø12	135504834	340 мм	Правая	Титан
Ø12	135504836	360 мм	Правая	Титан
Ø12	135504838	380 мм	Правая	Титан
Ø12	135504840	400 мм	Правая	Титан
Ø12	135504842	420 мм	Правая	Титан
Ø12	135504844	440 мм	Правая	Титан
Ø12	135504846	460 мм	Правая	Титан

Заглушка для антеградного бедренного стержня

Характеристика	P.N.	Материал
0	135500101	Титан
5	135500102	Титан
10	135500103	Титан
15	135500104	Титан
20	135500105	Титан
25	135500106	Титан



Система бедренного стержня CanTri-Max (тип SDG11)

Стержень для остеосинтеза бедренной кости

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø9	135426518C	180 мм	/	Титан
Ø10	135426618C	180 мм	/	Титан
Ø11	135426718C	180 мм	/	Титан
Ø12	135426818C	180 мм	/	Титан
Ø9	135423520C	200 мм	Левый	Титан
Ø10	135423620C	200 мм	Левый	Титан
Ø11	135423720C	200 мм	Левый	Титан
Ø12	135423820C	200 мм	Левый	Титан
Ø9	135424520C	200 мм	Правый	Титан
Ø10	135424620C	200 мм	Правый	Титан
Ø11	135424720C	200 мм	Правый	Титан
Ø12	135424820C	200 мм	Правый	Титан
Ø9	135423524C	240 мм	Левый	Титан
Ø10	135423624C	240 мм	Левый	Титан
Ø11	135423724C	240 мм	Левый	Титан
Ø12	135423824C	240 мм	Левый	Титан
Ø9	135424524C	240 мм	Правый	Титан
Ø10	135424624C	240 мм	Правый	Титан
Ø11	135424724C	240 мм	Правый	Титан
Ø12	135424824C	240 мм	Правый	Титан



Стержень для остеосинтеза бедренной кости, удлиненный

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø9	135433430	300 мм	Левый	Титан
Ø9	135433432	320 мм	Левый	Титан
Ø9	135433434	340 мм	Левый	Титан
Ø9	135433436	360 мм	Левый	Титан
Ø9	135433438	380 мм	Левый	Титан
Ø9	135433440	400 мм	Левый	Титан
Ø9	135433442	420 мм	Левый	Титан
Ø10	135433530	300 мм	Левый	Титан
Ø10	135433532	320 мм	Левый	Титан
Ø10	135433534	340 мм	Левый	Титан
Ø10	135433536	360 мм	Левый	Титан
Ø10	135433538	380 мм	Левый	Титан
Ø10	135433540	400 мм	Левый	Титан
Ø10	135433542	420 мм	Левый	Титан
Ø11	135433630	300 мм	Левый	Титан
Ø11	135433632	320 мм	Левый	Титан
Ø11	135433634	340 мм	Левый	Титан
Ø11	135433636	360 мм	Левый	Титан
Ø11	135433638	380 мм	Левый	Титан
Ø11	135433640	400 мм	Левый	Титан
Ø11	135433642	420 мм	Левый	Титан


Стержень для остеосинтеза бедренной кости, удлинненный (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø12	135433730	300 мм	Левый	Титан
Ø12	135433732	320 мм	Левый	Титан
Ø12	135433734	340 мм	Левый	Титан
Ø12	135433736	360 мм	Левый	Титан
Ø12	135433738	380 мм	Левый	Титан
Ø12	135433740	400 мм	Левый	Титан
Ø12	135433742	420 мм	Левый	Титан
Ø9	135434430	300 мм	Правый	Титан
Ø9	135434432	320 мм	Правый	Титан
Ø9	135434434	340 мм	Правый	Титан
Ø9	135434436	360 мм	Правый	Титан
Ø9	135434438	380 мм	Правый	Титан
Ø9	135434440	400 мм	Правый	Титан
Ø9	135434442	420 мм	Правый	Титан
Ø10	135434530	300 мм	Правый	Титан
Ø10	135434532	320 мм	Правый	Титан
Ø10	135434534	340 мм	Правый	Титан
Ø10	135434536	360 мм	Правый	Титан
Ø10	135434538	380 мм	Правый	Титан
Ø10	135434540	400 мм	Правый	Титан
Ø10	135434542	420 мм	Правый	Титан
Ø11	135434630	300 мм	Правый	Титан
Ø11	135434632	320 мм	Правый	Титан
Ø11	135434634	340 мм	Правый	Титан
Ø11	135434636	360 мм	Правый	Титан
Ø11	135434638	380 мм	Правый	Титан
Ø11	135434640	400 мм	Правый	Титан
Ø11	135434642	420 мм	Правый	Титан
Ø12	135434730	300 мм	Правый	Титан
Ø12	135434732	320 мм	Правый	Титан
Ø12	135434734	340 мм	Правый	Титан
Ø12	135434736	360 мм	Правый	Титан
Ø12	135434738	380 мм	Правый	Титан
Ø12	135434740	400 мм	Правый	Титан
Ø12	135434742	420 мм	Правый	Титан



Пин деротационный для бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø6.8	135410860C	60 мм	Титан



Винт динамический для бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø10.4	135410670C	70 мм	Титан
Ø10.4	135410675C	75 мм	Титан
Ø10.4	135410680C	80 мм	Титан
Ø10.4	135410685C	85 мм	Титан
Ø10.4	135410690C	90 мм	Титан
Ø10.4	135410695C	95 мм	Титан
Ø10.4	135410700C	100 мм	Титан
Ø10.4	135410705C	105 мм	Титан
Ø10.4	135410710C	110 мм	Титан
Ø10.4	135410715C	115 мм	Титан
Ø10.4	135410720C	120 мм	Титан




Винт компрессионный для бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø7	135410865C	65 мм	Титан
Ø7	135410870C	70 мм	Титан
Ø7	135410875C	75 мм	Титан
Ø7	135410880C	80 мм	Титан
Ø7	135410885C	85 мм	Титан
Ø7	135410890C	90 мм	Титан
Ø7	135410895C	95 мм	Титан
Ø7	135410900C	100 мм	Титан
Ø7	135410905C	105 мм	Титан
Ø7	135410910C	110 мм	Титан
Ø7	135410915C	115 мм	Титан




Винт блокирующий для бедренного стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4.9	135412028C	28 мм	Титан
Ø4.9	135412030C	30 мм	Титан
Ø4.9	135412032C	32 мм	Титан
Ø4.9	135412034C	34 мм	Титан
Ø4.9	135412036C	36 мм	Титан
Ø4.9	135412038C	38 мм	Титан
Ø4.9	135412040C	40 мм	Титан
Ø4.9	135412042C	42 мм	Титан
Ø4.9	135412044C	44 мм	Титан
Ø4.9	135412046C	46 мм	Титан
Ø4.9	135412048C	48 мм	Титан
Ø4.9	135412050C	50 мм	Титан
Ø4.9	135412052C	52 мм	Титан
Ø4.9	135412054C	54 мм	Титан
Ø4.9	135412056C	56 мм	Титан
Ø4.9	135412058C	58 мм	Титан
Ø4.9	135412060C	60 мм	Титан
Ø4.9	135412062C	62 мм	Титан
Ø4.9	135412064C	64 мм	Титан
Ø4.9	135412066C	66 мм	Титан
Ø4.9	135412068C	68 мм	Титан
Ø4.9	135412070C	70 мм	Титан
Ø4.9	135412072C	72 мм	Титан
Ø4.9	135412074C	74 мм	Титан
Ø4.9	135412076C	76 мм	Титан
Ø4.9	135412078C	78 мм	Титан
Ø4.9	135412080C	80 мм	Титан



Заглушка для бедренного стержня

Высота	P.N.	Длина	Материал
0	135410207C	24.5 мм	Титан
5	135410208C	29.5 мм	Титан
10	135410209C	34.5 мм	Титан



Система большеберцового стержня CanETN (тип SDJ03)

Стержень для остеосинтеза большеберцовой кости, канюлированный

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø8	135716425	255 мм	Титан
Ø8	135716427	270 мм	Титан
Ø8	135716428	285 мм	Титан
Ø8	135716430	300 мм	Титан
Ø8	135716431	315 мм	Титан
Ø8	135716433	330 мм	Титан
Ø8	135716434	345 мм	Титан
Ø8	135716436	360 мм	Титан
Ø8	135716437	375 мм	Титан
Ø9	135716525	255 мм	Титан
Ø9	135716527	270 мм	Титан
Ø9	135716528	285 мм	Титан
Ø9	135716530	300 мм	Титан
Ø9	135716531	315 мм	Титан
Ø9	135716533	330 мм	Титан
Ø9	135716534	345 мм	Титан
Ø9	135716536	360 мм	Титан
Ø9	135716537	375 мм	Титан
Ø10	135716625	255 мм	Титан
Ø10	135716627	270 мм	Титан
Ø10	135716628	285 мм	Титан
Ø10	135716630	300 мм	Титан
Ø10	135716631	315 мм	Титан
Ø10	135716633	330 мм	Титан
Ø10	135716634	345 мм	Титан
Ø10	135716636	360 мм	Титан
Ø10	135716637	375 мм	Титан
Ø11	135716725	255 мм	Титан
Ø11	135716727	270 мм	Титан
Ø11	135716728	285 мм	Титан
Ø11	135716730	300 мм	Титан
Ø11	135716731	315 мм	Титан
Ø11	135716733	330 мм	Титан
Ø11	135716734	345 мм	Титан
Ø11	135716736	360 мм	Титан
Ø11	135716737	375 мм	Титан




Винт блокирующий для остеосинтеза большеберцовой кости

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø3.9	135700026	26 мм	Титан
Ø3.9	135700028	28 мм	Титан
Ø3.9	135700030	30 мм	Титан
Ø3.9	135700032	32 мм	Титан
Ø3.9	135700034	34 мм	Титан
Ø3.9	135700036	36 мм	Титан
Ø3.9	135700038	38 мм	Титан
Ø3.9	135700040	40 мм	Титан
Ø3.9	135700042	42 мм	Титан
Ø3.9	135700044	44 мм	Титан
Ø3.9	135700046	46 мм	Титан
Ø3.9	135700048	48 мм	Титан
Ø3.9	135700050	50 мм	Титан
Ø3.9	135700052	52 мм	Титан
Ø3.9	135700054	54 мм	Титан
Ø3.9	135700056	56 мм	Титан
Ø3.9	135700060	60 мм	Титан
Ø3.9	135700064	64 мм	Титан
Ø3.9	135700068	68 мм	Титан
Ø3.9	135700072	72 мм	Титан
Ø3.9	135700076	76 мм	Титан
Ø3.9	135700080	80 мм	Титан



Винт блокирующий

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4,9	135400020	20 мм	Титан
Ø4,9	135400024	24 мм	Титан
Ø4,9	135400028	28 мм	Титан
Ø4,9	135400030	30 мм	Титан
Ø4,9	135400032	32 мм	Титан
Ø4,9	135400034	34 мм	Титан
Ø4,9	135400036	36 мм	Титан
Ø4,9	135400038	38 мм	Титан
Ø4,9	135400040	40 мм	Титан
Ø4,9	135400042	42 мм	Титан
Ø4,9	135400044	44 мм	Титан
Ø4,9	135400046	46 мм	Титан
Ø4,9	135400048	48 мм	Титан
Ø4,9	135400050	50 мм	Титан
Ø4,9	135400052	52 мм	Титан
Ø4,9	135400056	56 мм	Титан
Ø4,9	135400060	60 мм	Титан



Винт блокирующий (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4,9	135400064	64 мм	Титан
Ø4,9	135400068	68 мм	Титан
Ø4,9	135400070	70 мм	Титан
Ø4,9	135400072	72 мм	Титан
Ø4,9	135400076	76 мм	Титан
Ø4,9	135400080	80 мм	Титан

Винт блокирующий I для большеберцового стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø5	135710025	25 мм	Титан
Ø5	135710030	30 мм	Титан
Ø5	135710035	35 мм	Титан
Ø5	135710040	40 мм	Титан
Ø5	135710045	45 мм	Титан
Ø5	135710050	50 мм	Титан
Ø5	135710055	55 мм	Титан
Ø5	135710060	60 мм	Титан
Ø5	135710065	65 мм	Титан
Ø5	135710070	70 мм	Титан
Ø5	135710075	75 мм	Титан
Ø5	135710080	80 мм	Титан
Ø5	135710085	85 мм	Титан
Ø5	135710090	90 мм	Титан



Заглушка для большеберцового стержня, компрессионная

Характеристика	P.N.	Материал
5	135711105	Титан



Заглушка для большеберцового стержня


Характеристика	P.N.	Материал
5	135711005	Титан
10	135711010	Титан
15	135711015	Титан
20	135711020	Титан



Система большеберцового стержня CanETN (тип SDJ03)

Стержень для остеосинтеза большеберцовой кости, канюлированный

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø8	135726401C	255 мм	Титан
Ø8	135726402C	270 мм	Титан
Ø8	135726403C	285 мм	Титан
Ø8	135726404C	300 мм	Титан
Ø8	135726405C	315 мм	Титан
Ø8	135726406C	330 мм	Титан
Ø8	135726407C	345 мм	Титан
Ø8	135726408C	360 мм	Титан
Ø8	135726409C	375 мм	Титан
Ø9	135726411C	255 мм	Титан
Ø9	135726412C	270 мм	Титан
Ø9	135726513C	285 мм	Титан
Ø9	135726514C	300 мм	Титан
Ø9	135726515C	315 мм	Титан
Ø9	135726516C	330 мм	Титан
Ø9	135726517C	345 мм	Титан
Ø9	135726518C	360 мм	Титан
Ø9	135726519C	375 мм	Титан
Ø10	135726501C	255 мм	Титан
Ø10	135726502C	270 мм	Титан
Ø10	135726503C	285 мм	Титан
Ø10	135726504C	300 мм	Титан
Ø10	135726505C	315 мм	Титан
Ø10	135726506C	330 мм	Титан
Ø10	135726507C	345 мм	Титан
Ø10	135726508C	360 мм	Титан
Ø10	135726509C	375 мм	Титан
Ø11	135726511C	255 мм	Титан
Ø11	135726512C	270 мм	Титан
Ø11	135726513C	285 мм	Титан
Ø11	135726514C	300 мм	Титан
Ø11	135726515C	315 мм	Титан
Ø11	135726516C	330 мм	Титан
Ø11	135726517C	345 мм	Титан
Ø11	135726518C	360 мм	Титан
Ø11	135726519C	375 мм	Титан



Винт блокирующий для большеберцового стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4.9	135711024C	24 мм	Титан
Ø4.9	135711025C	25 мм	Титан
Ø4.9	135711026C	26 мм	Титан
Ø4.9	135711028C	28 мм	Титан
Ø4.9	135720230C	30 мм	Титан
Ø4.9	135711032C	32 мм	Титан
Ø4.9	135711034C	34 мм	Титан
Ø4.9	135711035C	35 мм	Титан
Ø4.9	135711036C	36 мм	Титан
Ø4.9	135711038C	38 мм	Титан
Ø4.9	135720240C	40 мм	Титан
Ø4.9	135711042C	42 мм	Титан
Ø4.9	135711044C	44 мм	Титан
Ø4.9	135711045C	45 мм	Титан
Ø4.9	135711046C	46 мм	Титан
Ø4.9	135711048C	48 мм	Титан
Ø4.9	135720250C	50 мм	Титан
Ø4.9	135711052C	52 мм	Титан
Ø4.9	135711054C	54 мм	Титан
Ø4.9	135711055C	55 мм	Титан
Ø4.9	135711056C	56 мм	Титан
Ø4.9	135711058C	58 мм	Титан
Ø4.9	135720260C	60 мм	Титан



Винт блокирующий I для большеберцового стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø5	135720125C	25 мм	Титан
Ø5	135720130C	30 мм	Титан
Ø5	135720135C	35 мм	Титан
Ø5	135720140C	40 мм	Титан
Ø5	135720145C	45 мм	Титан
Ø5	135720150C	50 мм	Титан
Ø5	135720155C	55 мм	Титан
Ø5	135720160C	60 мм	Титан
Ø5	135720165C	65 мм	Титан
Ø5	135720170C	70 мм	Титан
Ø5	135720175C	75 мм	Титан
Ø5	135720180C	80 мм	Титан
Ø5	135720185C	85 мм	Титан
Ø5	135720190C	90 мм	Титан



Заглушка для большеберцового стержня


Высота	P.N.	Длина	Материал
5	135720001C	15.2 мм	Титан
10	135720002C	20.2 мм	Титан
15	135720003C	25.2 мм	Титан



Система плечевого стержня CanPHN (тип SDS03)

Стержень для остеосинтеза плечевой кости

Диаметр	P.N.	Направление	Длина	Материал
Ø7	135103216C	Левый	160 мм	Титан
Ø8	135103316C	Левый	160 мм	Титан
Ø9	135103416C	Левый	160 мм	Титан
Ø10	135103516C	Левый	160 мм	Титан
Ø7	135104316C	Правый	160 мм	Титан
Ø8	135104416C	Правый	160 мм	Титан
Ø9	135104516C	Правый	160 мм	Титан
Ø10	135104616C	Правый	160 мм	Титан



Стержень для остеосинтеза плечевой кости, удлиненный

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø7	212000905C	180 мм	Левый	Титан
Ø7	212000906C	195 мм	Левый	Титан
Ø7	212000907C	210 мм	Левый	Титан
Ø7	212000908C	225 мм	Левый	Титан
Ø7	212000909C	240 мм	Левый	Титан
Ø7	212000910C	255 мм	Левый	Титан
Ø7	212000911C	270 мм	Левый	Титан
Ø7	212000912C	285 мм	Левый	Титан
Ø7	212000913C	300 мм	Левый	Титан
Ø7	212000914C	315 мм	Левый	Титан
Ø8	212000915C	180 мм	Левый	Титан
Ø8	212000916C	195 мм	Левый	Титан
Ø8	212000917C	210 мм	Левый	Титан
Ø8	212000918C	225 мм	Левый	Титан
Ø8	212000919C	240 мм	Левый	Титан
Ø8	212000920C	255 мм	Левый	Титан
Ø8	212000921C	270 мм	Левый	Титан
Ø8	212000922C	285 мм	Левый	Титан
Ø8	212000923C	300 мм	Левый	Титан
Ø8	212000924C	315 мм	Левый	Титан
Ø9	212000925C	180 мм	Левый	Титан
Ø9	212000926C	195 мм	Левый	Титан
Ø9	212000927C	210 мм	Левый	Титан
Ø9	212000928C	225 мм	Левый	Титан
Ø9	212000929C	240 мм	Левый	Титан
Ø9	212000930C	255 мм	Левый	Титан
Ø9	212000931C	270 мм	Левый	Титан
Ø9	212000932C	285 мм	Левый	Титан
Ø9	212000933C	300 мм	Левый	Титан
Ø9	212000934C	315 мм	Левый	Титан
Ø10	212000935C	180 мм	Левый	Титан
Ø10	212000936C	195 мм	Левый	Титан
Ø10	212000937C	210 мм	Левый	Титан
Ø10	212000938C	225 мм	Левый	Титан
Ø10	212000939C	240 мм	Левый	Титан
Ø10	212000940C	255 мм	Левый	Титан
Ø10	212000941C	270 мм	Левый	Титан
Ø10	212000942C	285 мм	Левый	Титан
Ø10	212000943C	300 мм	Левый	Титан
Ø10	212000944C	315 мм	Левый	Титан
Ø7	212000945C	180 мм	Правый	Титан
Ø7	212000946C	195 мм	Правый	Титан
Ø7	212000947C	210 мм	Правый	Титан
Ø7	212000948C	225 мм	Правый	Титан
Ø7	212000949C	240 мм	Правый	Титан
Ø7	212000950C	255 мм	Правый	Титан
Ø7	212000951C	270 мм	Правый	Титан
Ø7	212000952C	285 мм	Правый	Титан
Ø7	212000953C	300 мм	Правый	Титан
Ø7	212000954C	315 мм	Правый	Титан



Стержень для остеосинтеза плечевой кости, удлиненный (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Направление	Материал
Ø8	Правый	212000955C	180 мм	Титан
Ø8	Правый	212000956C	195 мм	Титан
Ø8	Правый	212000957C	210 мм	Титан
Ø8	Правый	212000958C	225 мм	Титан
Ø8	Правый	212000959C	240 мм	Титан
Ø8	Правый	212000960C	255 мм	Титан
Ø8	Правый	212000961C	270 мм	Титан
Ø8	Правый	212000962C	285 мм	Титан
Ø8	Правый	212000963C	300 мм	Титан
Ø8	Правый	212000964C	315 мм	Титан
Ø9	Правый	212000965C	180 мм	Титан
Ø9	Правый	212000966C	195 мм	Титан
Ø9	Правый	212000967C	210 мм	Титан
Ø9	Правый	212000968C	225 мм	Титан
Ø9	Правый	212000969C	240 мм	Титан
Ø9	Правый	212000970C	255 мм	Титан
Ø9	Правый	212000971C	270 мм	Титан
Ø9	Правый	212000972C	285 мм	Титан
Ø9	Правый	212000973C	300 мм	Титан
Ø9	Правый	212000974C	315 мм	Титан
Ø10	Правый	212000975C	180 мм	Титан
Ø10	Правый	212000976C	195 мм	Титан
Ø10	Правый	212000977C	210 мм	Титан
Ø10	Правый	212000978C	225 мм	Титан
Ø10	Правый	212000979C	240 мм	Титан
Ø10	Правый	212000980C	255 мм	Титан
Ø10	Правый	212000981C	270 мм	Титан
Ø10	Правый	212000982C	285 мм	Титан
Ø10	Правый	212000983C	300 мм	Титан
Ø10	Правый	212000984C	315 мм	Титан

Винт блокирующий многофункциональный для плечевого стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4.5	135100020C	20 мм	Титан
Ø4.5	135110022C	22 мм	Титан
Ø4.5	135110024C	24 мм	Титан
Ø4.5	135110026C	26 мм	Титан
Ø4.5	135110028C	28 мм	Титан
Ø4.5	135110030C	30 мм	Титан
Ø4.5	135110032C	32 мм	Титан
Ø4.5	135110034C	34 мм	Титан
Ø4.5	135110036C	36 мм	Титан
Ø4.5	135110038C	38 мм	Титан
Ø4.5	135110040C	40 мм	Титан
Ø4.5	135110042C	42 мм	Титан
Ø4.5	135110044C	44 мм	Титан
Ø4.5	135110046C	46 мм	Титан
Ø4.5	135110048C	48 мм	Титан
Ø4.5	135110050C	50 мм	Титан
Ø4.5	135110052C	52 мм	Титан
Ø4.5	135110054C	54 мм	Титан
Ø4.5	135110056C	56 мм	Титан
Ø4.5	135110058C	58 мм	Титан
Ø4.5	135110060C	60 мм	Титан



Винт блокирующий I для плечевого стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø3.5	135100218C	18 мм	Титан
Ø3.5	135100220C	20 мм	Титан
Ø3.5	135100222C	22 мм	Титан
Ø3.5	135100224C	24 мм	Титан
Ø3.5	135100226C	26 мм	Титан
Ø3.5	135100228C	28 мм	Титан
Ø3.5	135100230C	30 мм	Титан
Ø3.5	135100232C	32 мм	Титан
Ø3.5	135100234C	34 мм	Титан
Ø3.5	135100236C	36 мм	Титан
Ø3.5	135100238C	38 мм	Титан
Ø3.5	135100240C	40 мм	Титан
Ø3.5	135100242C	42 мм	Титан
Ø3.5	135100244C	44 мм	Титан
Ø3.5	135100246C	46 мм	Титан
Ø3.5	135100248C	48 мм	Титан
Ø3.5	135100250C	50 мм	Титан
Ø3.5	135100252C	52 мм	Титан
Ø3.5	135100254C	54 мм	Титан

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø3.5	135100256C	56 мм	Титан
Ø3.5	135100258C	58 мм	Титан
Ø3.5	135100260C	60 мм	Титан
Ø3.5	135100262C	62 мм	Титан
Ø3.5	135100264C	64 мм	Титан



Винт блокирующий для плечевого стержня

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø4	135110318C	18 мм	Титан
Ø4	135110320C	20 мм	Титан
Ø4	135110322C	22 мм	Титан
Ø4	135110324C	24 мм	Титан
Ø4	135110326C	26 мм	Титан
Ø4	135110328C	28 мм	Титан
Ø4	135110330C	30 мм	Титан
Ø4	135110332C	32 мм	Титан
Ø4	135110334C	34 мм	Титан
Ø4	135110336C	36 мм	Титан
Ø4	135110338C	38 мм	Титан
Ø4	135110340C	40 мм	Титан
Ø4	135110342C	42 мм	Титан
Ø4	135110344C	44 мм	Титан
Ø4	135110346C	46 мм	Титан
Ø4	135110348C	48 мм	Титан
Ø4	135110350C	50 мм	Титан
Ø4	135110352C	52 мм	Титан
Ø4	135110354C	54 мм	Титан
Ø4	135110356C	56 мм	Титан
Ø4	135110358C	58 мм	Титан
Ø4	135110360C	60 мм	Титан
Ø4	135110362C	62 мм	Титан
Ø4	135110364C	64 мм	Титан
Ø4	135110366C	66 мм	Титан
Ø4	135110368C	68 мм	Титан
Ø4	135110370C	70 мм	Титан
Ø4	135110372C	72 мм	Титан
Ø4	135110374C	74 мм	Титан
Ø4	135110376C	76 мм	Титан
Ø4	135110378C	78 мм	Титан
Ø4	135110380C	80 мм	Титан




Заглушка для плечевого стержня

Высота	P.N.	Длина	Материал
0	135100201C	8 мм	Титан
2	135100202C	10 мм	Титан
5	135100203C	13 мм	Титан
10	135100204C	18 мм	Титан
15	135100205C	23 мм	Титан




Система титанового гибкого стержня CanTEN (тип ZYT01)

Диаметр	P.N.	Длина	Материал
Ø2	135305130	300 мм	Титан
Ø2	135305140	400 мм	Титан
Ø2	135305142	420 мм	Титан
Ø2	135305144	440 мм	Титан
Ø2.25	135305830	300 мм	Титан
Ø2.25	135305840	400 мм	Титан
Ø2.25	135305842	420 мм	Титан
Ø2.25	135305844	440 мм	Титан
Ø2.5	135305240	400 мм	Титан
Ø2.5	135305242	420 мм	Титан
Ø2.5	135305244	440 мм	Титан
Ø2.5	135305245	450 мм	Титан
Ø3	135305340	400 мм	Титан
Ø3	135305342	420 мм	Титан
Ø3	135305344	440 мм	Титан
Ø3	135305345	450 мм	Титан
Ø3.5	135305440	400 мм	Титан
Ø3.5	135305442	420 мм	Титан
Ø3.5	135305444	440 мм	Титан
Ø4	135305540	400 мм	Титан
Ø4	135305542	420 мм	Титан
Ø4	135305544	440 мм	Титан
Ø4.5	135305640	400 мм	Титан
Ø4.5	135305642	420 мм	Титан
Ø4.5	135305644	440 мм	Титан
Ø5	135305740	400 мм	Титан
Ø5	135305742	420 мм	Титан
Ø5	135305744	440 мм	Титан



СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА



CANWELL
MEDICAL LTD.

Системы передней шейной фиксации

Система шейной фиксации (передний доступ) CanACP (тип J502)

Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
4	231111235	23.5 мм	17.5 мм
4	231111260	26.0 мм	17.5 мм
4	231111285	28.5 мм	17.5 мм
4	231111310	31.0 мм	17.5 мм
4	231111335	33.5 мм	17.5 мм
4	231111360	36.0 мм	17.5 мм



Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
6	231112385	38.5 мм	17.5 мм
6	231112410	41.0 мм	17.5 мм
6	231112435	43.5 мм	17.5 мм
6	231112460	46.0 мм	17.5 мм
6	231112485	48.5 мм	17.5 мм
6	231112510	51.0 мм	17.5 мм
6	231112535	53.5 мм	17.5 мм



Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
8	231113600	60 мм	17.5 мм
8	231113640	64 мм	17.5 мм
8	231113680	68 мм	17.5 мм
8	231113720	72 мм	17.5 мм
8	231113760	76 мм	17.5 мм
8	231113800	80 мм	17.5 мм



Губчатый винт, самонарезной

Диаметр	P.N.	Длина
Ø3.5	231121912	12 мм
Ø3.5	231121914	14 мм
Ø3.5	231121916	16 мм
Ø3.5	231121918	18 мм
Ø3.5	231121920	20 мм
Ø4.0	231122912	12 мм
Ø4.0	231122914	14 мм
Ø4.0	231122916	16 мм
Ø4.0	231122918	18 мм
Ø4.0	231122920	20 мм



Система шейной фиксации (передний доступ) CanACE (тип J505)

Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
4	231511230	23 мм	17.5 мм
4	231511250	25 мм	17.5 мм
4	231511270	27 мм	17.5 мм
4	231511290	29 мм	17.5 мм
4	231511310	31 мм	17.5 мм
4	231511330	33 мм	17.5 мм
4	231511350	35 мм	17.5 мм



Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
6	231512410	41 мм	17.5 мм
6	231512430	43 мм	17.5 мм
6	231512450	45 мм	17.5 мм
6	231512470	47 мм	17.5 мм
6	231512490	49 мм	17.5 мм
6	231512510	51 мм	17.5 мм
6	231512530	53 мм	17.5 мм
6	231512550	55 мм	17.5 мм



Передняя шейная пластина

Отверстий	P.N.	Длина	Ширина
8	231513540	54 мм	17.5 мм
8	231513570	57 мм	17.5 мм
8	231513600	60 мм	17.5 мм
8	231513630	63 мм	17.5 мм
8	231513660	66 мм	17.5 мм
8	231513690	69 мм	17.5 мм
8	231513720	72 мм	17.5 мм
8	231513750	75 мм	17.5 мм
8	231513780	78 мм	17.5 мм



Винт с переменным углом

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.0	231522111	11 мм
Ø4.0	231522112	12 мм
Ø4.0	231522113	13 мм
Ø4.0	231522114	14 мм
Ø4.0	231522115	15 мм
Ø4.0	231522116	16 мм
Ø4.0	231522117	17 мм
Ø4.5	231523111	11 мм
Ø4.5	231523112	12 мм
Ø4.5	231523113	13 мм
Ø4.5	231523114	14 мм
Ø4.5	231523115	15 мм
Ø4.5	231523116	16 мм
Ø4.5	231523117	17 мм



Винт с фиксированным углом

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.0	231522311	11 мм
Ø4.0	231522312	12 мм
Ø4.0	231522313	13 мм
Ø4.0	231522314	14 мм
Ø4.0	231522315	15 мм
Ø4.0	231522316	16 мм
Ø4.0	231522317	17 мм
Ø4.5	231523311	11 мм
Ø4.5	231523312	12 мм
Ø4.5	231523313	13 мм
Ø4.5	231523314	14 мм
Ø4.5	231523315	15 мм
Ø4.5	231523316	16 мм
Ø4.5	231523317	17 мм



Системы задней шейной фиксации

Система шейной фиксации (задний доступ) CanPCS (тип КНСР01)

Медиальный/латеральный полиаксиальный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5	231481108C	8 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481110C	10 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481112C	12 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481114C	14 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481116C	16 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481118C	18 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481120C	20 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481122C	22 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481124C	24 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481126C	26 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481128C	28 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481130C	30 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481132C	32 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481134C	34 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481136C	36 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481138C	38 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481140C	40 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481142C	42 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481144C	44 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481146C	46 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481148C	48 мм	Фиолетовый
Ø3.5	231481150C	50 мм	Фиолетовый



Медиальный/латеральный полиаксиальный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	231481308C	8 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481310C	10 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481312C	12 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481314C	14 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481316C	16 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481318C	18 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481320C	20 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481322C	22 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481324C	24 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481326C	26 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481328C	28 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481330C	30 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481332C	32 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481334C	34 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481336C	36 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481338C	38 мм	Темно-синий



Медиальный/латеральный полиаксиальный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	231481340C	40 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481342C	42 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481344C	44 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481346C	46 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481348C	48 мм	Темно-синий
Ø4.0	231481350C	50 мм	Темно-синий

Медиальный/латеральный полиаксиальный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.35	231481508C	8 мм	Зеленый
Ø4.35	231481510C	10 мм	Зеленый
Ø4.35	231481512C	12 мм	Зеленый
Ø4.35	231481514C	14 мм	Зеленый
Ø4.35	231481516C	16 мм	Зеленый
Ø4.35	231481518C	18 мм	Зеленый
Ø4.35	231481520C	20 мм	Зеленый
Ø4.35	231481522C	22 мм	Зеленый
Ø4.35	231481524C	24 мм	Зеленый
Ø4.35	231481526C	26 мм	Зеленый
Ø4.35	231481528C	28 мм	Зеленый
Ø4.35	231481530C	30 мм	Зеленый
Ø4.35	231481532C	32 мм	Зеленый
Ø4.35	231481534C	34 мм	Зеленый
Ø4.35	231481536C	36 мм	Зеленый
Ø4.35	231481538C	38 мм	Зеленый
Ø4.35	231481540C	40 мм	Зеленый
Ø4.35	231481542C	42 мм	Зеленый
Ø4.35	231481544C	44 мм	Зеленый
Ø4.35	231481546C	46 мм	Зеленый
Ø4.35	231481548C	48 мм	Зеленый
Ø4.35	231481550C	50 мм	Зеленый



Стержень

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5	231489025	25 мм	серый
Ø3.5	231489030	30 мм	серый
Ø3.5	231489040	40 мм	серый
Ø3.5	231489050	50 мм	серый
Ø3.5	231489060	60 мм	серый
Ø3.5	231489080	80 мм	серый
Ø3.5	231489100	100 мм	серый
Ø3.5	231489125	125 мм	серый



Стержень (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5	231489150	150 мм	серый
Ø3.5	231489175	175 мм	серый
Ø3.5	231489200	200 мм	серый
Ø3.5	231489250	250 мм	серый
Ø3.5	231489300	300 мм	серый
Ø3.5	231489350	350 мм	серый
Ø3.5	231489400	400 мм	серый

Премоделированный стержень

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5	231488120	223 мм	Тсерый
Ø3.5	231488125	228 мм	серый
Ø3.5	231488130	233 мм	серый
Ø3.5	231488135	238 мм	серый
Ø3.5	231488140	243 мм	серый
Ø3.5	231488145	248 мм	серый
Ø3.5	231488150	253 мм	серый
Ø3.5	231488155	258 мм	серый
Ø3.5	231488160	263 мм	серый
Ø3.5	231488165	268 мм	серый
Ø3.5	231488170	273 мм	серый
Ø3.5	231488175	278 мм	серый
Ø3.5	231488180	283 мм	серый
Ø3.5	231488185	288 мм	серый
Ø3.5	231488190	293 мм	серый
Ø3.5	231488195	298 мм	серый
Ø3.5	231488200	303 мм	серый



Переходный стержень

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5/Ø4.5	231489742	420 мм	серый
Ø3.5/Ø4.5	231489760	600 мм	серый
Ø3.5/Ø4.75	231489542	420 мм	серый
Ø3.5/Ø4.75	231489560	600 мм	серый
Ø3.5/Ø5.5	231489842	420 мм	серый
Ø3.5/Ø5.5	231489860	600 мм	серый
Ø3.5/Ø6	231489942	420 мм	серый
Ø3.5/Ø6	231489960	600 мм	серый
Ø3.5/Ø6.35	231489642	420 мм	серый
Ø3.5/Ø6.35	231489660	600 мм	серый



Регулируемый стержень

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø3.5	231489112	72/120 мм	серый
Ø3.5	231489122	72/220 мм	серый




Затылочная пластина

Длина	P.N.	Цвет
44 мм	231480027	серый
48 мм	231480031	серый
54 мм	231480037	серый
62 мм	231480045	серый



Дополнительная затылочная пластина

Длина	P.N.	Цвет
40 мм	231480000	серый



Затылочный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.5	231480706C	6 мм	голубой
Ø4.5	231480707C	7 мм	голубой
Ø4.5	231480708C	8 мм	голубой
Ø4.5	231480709C	9 мм	голубой
Ø4.5	231480710C	10 мм	голубой
Ø4.5	231480711C	11 мм	голубой
Ø4.5	231480712C	12 мм	голубой
Ø4.5	231480713C	13 мм	голубой
Ø4.5	231480714C	14 мм	голубой
Ø4.5	231480715C	15 мм	голубой
Ø4.5	231480716C	16 мм	голубой



Запорный винт для Н-Н поперечного коннектора

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.1	231480003C	7.8 мм	голубой




Гайка установочная

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.1	231480001C	2.5 мм	голубой




Гайка установочная

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.1	231480002C	3.2 мм	зеленый



Наружная гайка поперечного коннектора

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø9.0	231480004C	2.5 мм	голубой



Н-Н поперечный коннектор

Длина	P.N.	Цвет
21 мм	231480121C	голубой
28 мм	231480128C	голубой
31,5 мм	231480131C	голубой
35 мм	231480135C	голубой
42 мм	231480142C	голубой
49 мм	231480149C	голубой
56 мм	231480156C	голубой



Одноосный коннектор

Длина	P.N.	Ширина	Высота
19.5 мм	231480100	9.5 мм	10.5 мм




Двуосный однорядный коннектор

Длина	P.N.	Ширина	Высота
16 мм	231480101	9.5 мм	10.5 мм




Латеральный офсетный коннектор

Длина	P.N.	Ширина	Высота
19.3 мм	231480005	8 мм	8.5 мм



Коннектор для проволоки

Длина	P.N.	Ширина	Высота
14 мм	231480006	7.5 мм	8.5 мм




Ламинарный J-крючок

Длина	P.N.	Ширина	Высота
12 мм	231480007	6 мм	3.5 мм



Ламинарный крюк (Медиальный/латеральный)

Длина	P.N.	Ширина	Высота
15.7 мм	231480008	7 мм	9.3 мм



Ламинарный крюк

Длина	P.N.	Ширина	Высота
15.7 мм	231480009	7 мм	9.3 мм



Система фиксации для ламинопластики CanPCP

Пластина для фиксации костного трансплантата I (тип J313)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411008	24 мм
10 мм	231411010	25.5 мм
12 мм	231411012	27 мм
14 мм	231411014	28.5 мм
16 мм	231411016	30 мм
18 мм	231411018	31.5 мм



Пластина для фиксации костного трансплантата II (тип J314)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411108	28 мм
10 мм	231411110	29.5 мм
12 мм	231411112	31 мм
14 мм	231411114	32.5 мм
16 мм	231411116	34 мм
18 мм	231411118	35.5 мм



Пластина 1 типа для выполнения ламинопластики по методике Open-Door (тип J302)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411208	22.5 мм
10 мм	231411210	24 мм
12 мм	231411212	25.5 мм
14 мм	231411214	27 мм
16 мм	231411216	28.5 мм
18 мм	231411218	30 мм



Пластина 2 типа для выполнения ламинопластики по методике Open-Door (тип J301)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411308	26.5 мм
10 мм	231411310	28 мм
12 мм	231411312	29.5 мм
14 мм	231411314	31 мм
16 мм	231411316	32.5 мм
18 мм	231411318	34 мм



Широкая пластина для выполнения ламинопластики по методике Open-Door (тип J307)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411408	22.5 мм
10 мм	231411410	24 мм
12 мм	231411412	25.5 мм
14 мм	231411414	27 мм
16 мм	231411416	28.5 мм
18 мм	231411418	30 мм



Широкая пластина 2 типа для выполнения ламинопластики по методике Open-Door (тип J308)

Длина подъема	P.N.	Длина
8 мм	231411508	26.5 мм
10 мм	231411510	28 мм
12 мм	231411512	29.5 мм
14 мм	231411514	31 мм
16 мм	231411516	32.5 мм
18 мм	231411518	34 мм



Малая пластина для ламинопластики (тип J320)

Длина	P.N.
16 мм	231411001



Винт самонарезной (тип J350)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø2.0	231427406	6 мм
Ø2.0	231427408	8 мм
Ø2.0	231427410	10 мм
Ø2.0	231427412	12 мм
Ø2.4	231428406	6 мм
Ø2.4	231428408	8 мм
Ø2.4	231428410	10 мм
Ø2.4	231428412	12 мм



Задняя грудопоясничная система

Задняя грудопоясничная система CanESP (тип J2X07)

Стандартный моноаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.5	232585125	25 мм
Ø4.5	232585130	30 мм
Ø4.5	232585135	35 мм
Ø4.5	232585140	40 мм
Ø5.0	232585230	30 мм
Ø5.0	232585235	35 мм
Ø5.0	232585240	40 мм
Ø5.0	232585245	45 мм
Ø5.0	232585250	50 мм
Ø5.0	232585255	55 мм
Ø5.5	232585330	30 мм
Ø5.5	232585335	35 мм
Ø5.5	232585340	40 мм
Ø5.5	232585345	45 мм
Ø5.5	232585350	50 мм
Ø5.5	232585355	55 мм
Ø6.0	232585430	30 мм
Ø6.0	232585435	35 мм
Ø6.0	232585440	40 мм
Ø6.0	232585445	45 мм
Ø6.0	232585450	50 мм



Стандартный моноаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø6.0	232585455	55 мм
Ø6.5	232585530	30 мм
Ø6.5	232585535	35 мм
Ø6.5	232585540	40 мм
Ø6.5	232585545	45 мм
Ø6.5	232585550	50 мм
Ø6.5	232585555	55 мм
Ø7.0	232585630	30 мм
Ø7.0	232585635	35 мм
Ø7.0	232585640	40 мм
Ø7.0	232585645	45 мм
Ø7.0	232585650	50 мм
Ø7.0	232585655	55 мм
Ø7.5	232585730	30 мм
Ø7.5	232585735	35 мм
Ø7.5	232585740	40 мм
Ø7.5	232585745	45 мм
Ø7.5	232585750	50 мм
Ø7.5	232585755	55 мм

Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.5	25 мм	25 мм
Ø4.5	30 мм	30 мм
Ø4.5	35 мм	35 мм
Ø4.5	40 мм	40 мм
Ø4.5	45 мм	45 мм
Ø4.5	50 мм	50 мм
Ø5.0	30 мм	30 мм
Ø5.0	35 мм	35 мм
Ø5.0	40 мм	40 мм
Ø5.0	45 мм	45 мм
Ø5.0	50 мм	50 мм
Ø5.0	55 мм	55 мм
Ø5.5	30 мм	30 мм
Ø5.5	35 мм	35 мм
Ø5.5	40 мм	40 мм
Ø5.5	45 мм	45 мм
Ø5.5	50 мм	50 мм
Ø5.5	55 мм	55 мм
Ø6.0	30 мм	30 мм
Ø6.0	35 мм	35 мм
Ø6.0	40 мм	40 мм



Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø6.0	232586455	55 мм
Ø6.5	232586530	30 мм
Ø6.5	232586535	35 мм
Ø6.5	232586540	40 мм
Ø6.5	232586545	45 мм
Ø6.5	232586550	50 мм
Ø6.5	232586555	55 мм
Ø7.0	232586630	30 мм
Ø7.0	232586635	35 мм
Ø7.0	232586640	40 мм
Ø7.0	232586645	45 мм
Ø7.0	232586650	50 мм
Ø7.0	232586655	55 мм
Ø7.5	232586730	30 мм
Ø7.5	232586735	35 мм
Ø7.5	232586740	40 мм
Ø7.5	232586745	45 мм
Ø7.5	232586750	50 мм
Ø7.5	232586755	55 мм
Ø7.5	232586760	60 мм
Ø7.5	232586765	65 мм
Ø7.5	232586770	70 мм
Ø7.5	232586775	75 мм
Ø7.5	232586780	80 мм

Редукционный моноаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.5	232581125	25 мм
Ø4.5	232581130	30 мм
Ø4.5	232581135	35 мм
Ø4.5	232581140	40 мм
Ø5.0	232581230	30 мм
Ø5.0	232581235	35 мм
Ø5.0	232581240	40 мм
Ø5.0	232581245	45 мм
Ø5.0	232581250	50 мм
Ø5.0	232581255	55 мм
Ø5.5	232581330	30 мм
Ø5.5	232581335	35 мм
Ø5.5	232581340	40 мм
Ø5.5	232581345	45 мм
Ø5.5	232581350	50 мм
Ø5.5	232581355	55 мм
Ø6.0	232581430	30 мм



Редукционный моноаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø6.0	232581435	35 мм
Ø6.0	232581440	40 мм
Ø6.0	232581445	45 мм
Ø6.0	232581450	50 мм
Ø6.0	232581455	55 мм
Ø6.5	232581530	30 мм
Ø6.5	232581535	35 мм
Ø6.5	232581540	40 мм
Ø6.5	232581545	45 мм
Ø6.5	232581550	50 мм
Ø6.5	232581555	55 мм
Ø7.0	232581630	30 мм
Ø7.0	232581635	35 мм
Ø7.0	232581640	40 мм
Ø7.0	232581645	45 мм
Ø7.0	232581650	50 мм
Ø7.0	232581655	55 мм
Ø7.5	232581730	30 мм
Ø7.5	232581735	35 мм
Ø7.5	232581740	40 мм
Ø7.5	232581745	45 мм
Ø7.5	232581750	50 мм
Ø7.5	232581755	55 мм

Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.5	232582125	25 мм
Ø4.5	232582130	30 мм
Ø4.5	232582135	35 мм
Ø4.5	232582140	40 мм
Ø4.5	232582145	45 мм
Ø4.5	232582150	50 мм
Ø5.0	232582230	30 мм
Ø5.0	232582235	35 мм
Ø5.0	232582240	40 мм
Ø5.0	232582245	45 мм
Ø5.0	232582250	50 мм
Ø5.0	232582255	55 мм
Ø5.5	232582330	30 мм
Ø5.5	232582335	35 мм
Ø5.5	232582340	40 мм
Ø5.5	232582345	45 мм
Ø5.5	232582350	50 мм



Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	232582355	55 мм
Ø6.0	232582430	30 мм
Ø6.0	232582435	35 мм
Ø6.0	232582440	40 мм
Ø6.0	232582445	45 мм
Ø6.0	232582450	50 мм
Ø6.0	232582455	55 мм
Ø6.5	232582530	30 мм
Ø6.5	232582535	35 мм
Ø6.5	232582540	40 мм
Ø6.5	232582545	45 мм
Ø6.5	232582550	50 мм
Ø6.5	232582555	55 мм
Ø7.0	232582630	30 мм
Ø7.0	232582635	35 мм
Ø7.0	232582640	40 мм
Ø7.0	232582645	45 мм
Ø7.0	232582650	50 мм
Ø7.0	232582655	55 мм

Диаметр	P.N.	Длина
Ø7.5	232582730	30 мм
Ø7.5	232582735	35 мм
Ø7.5	232582740	40 мм
Ø7.5	232582745	45 мм
Ø7.5	232582750	50 мм
Ø7.5	232582755	55 мм
Ø7.5	232582760	60 мм
Ø7.5	232582765	65 мм
Ø7.5	232582770	70 мм
Ø7.5	232582775	75 мм
Ø7.5	232582780	80 мм

Стержень

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	232519504	40 мм
Ø5.5	232519505	50 мм
Ø5.5	232519506	60 мм
Ø5.5	232519507	70 мм
Ø5.5	232519508	80 мм
Ø5.5	232519509	90 мм
Ø5.5	232519510	100 мм
Ø5.5	232519511	110 мм
Ø5.5	232519512	120 мм
Ø5.5	232519513	130 мм
Ø5.5	232519514	140 мм
Ø5.5	232519515	150 мм
Ø5.5	232519520	200 мм
Ø5.5	232519525	250 мм
Ø5.5	232519530	300 мм
Ø5.5	232519540	400 мм
Ø5.5	232519550	500 мм
Ø5.5	232519560	600 мм



Гайка установочная

Диаметр	P.N.	Диаметр
Ø9.35	232580800	Ø5.61



Задняя груднопоясничная система CaniVY (тип J2X14)

Редукционный моноаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	232811025C	25 мм	желтый
Ø4.0	232811030C	30 мм	желтый
Ø4.0	232811035C	35 мм	желтый
Ø4.0	232811040C	40 мм	желтый
Ø4.0	232811045C	45 мм	желтый
Ø4.5	232811125C	25 мм	голубой
Ø4.5	232811130C	30 мм	голубой
Ø4.5	232811135C	35 мм	голубой
Ø4.5	232811140C	40 мм	голубой
Ø4.5	232811145C	45 мм	голубой
Ø5.0	232811225C	25 мм	зеленый
Ø5.0	232811230C	30 мм	зеленый
Ø5.0	232811235C	35 мм	зеленый
Ø5.0	232811240C	40 мм	зеленый
Ø5.0	232811245C	45 мм	зеленый
Ø5.0	232811250C	50 мм	зеленый
Ø5.5	232811325C	25 мм	синий
Ø5.5	232811330C	30 мм	синий
Ø5.5	232811335C	35 мм	синий
Ø5.5	232811340C	40 мм	синий
Ø5.5	232811345C	45 мм	синий
Ø5.5	232811350C	50 мм	синий
Ø5.5	232811355C	55 мм	синий
Ø6.0	232811425C	25 мм	желтый
Ø6.0	232811430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232811435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232811440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232811445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232811450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232811455C	55 мм	желтый
Ø6.0	232811460C	60 мм	желтый
Ø6.5	232811525C	25 мм	голубой
Ø6.5	232811530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232811535C	35 мм	голубой



Редукционный моноаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.5	232811540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232811545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232811550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232811555C	55 мм	голубой
Ø6.5	232811560C	60 мм	голубой
Ø6.5	232811565C	65 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811625C	25 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811655C	55 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232811665C	65 мм	синий
Ø7.5	232811725C	25 мм	синий
Ø7.5	232811730C	30 мм	синий
Ø7.5	232811735C	35 мм	синий
Ø7.5	232811740C	40 мм	синий
Ø7.5	232811745C	45 мм	синий
Ø7.5	232811750C	50 мм	синий
Ø7.5	232811755C	55 мм	синий
Ø7.5	232811760C	60 мм	синий
Ø7.5	232811765C	65 мм	синий

Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	232812020C	20 мм	желтый
Ø4.0	232812025C	25 мм	желтый
Ø4.0	232812030C	30 мм	желтый
Ø4.0	232812035C	35 мм	желтый
Ø4.0	232812040C	40 мм	желтый
Ø4.0	232812045C	45 мм	желтый
Ø4.5	232812120C	20 мм	голубой
Ø4.5	232812125C	25 мм	голубой
Ø4.5	232812130C	30 мм	голубой
Ø4.5	232812135C	35 мм	голубой
Ø4.5	232812140C	40 мм	голубой
Ø4.5	232812145C	45 мм	голубой
Ø5.0	232812220C	20 мм	зеленый
Ø5.0	232812225C	25 мм	зеленый
Ø5.0	232812230C	30 мм	зеленый
Ø5.0	232812235C	35 мм	зеленый



Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт (продолжение таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.0	232812240C	40 мм	зеленый
Ø5.0	232812245C	45 мм	зеленый
Ø5.0	232812250C	50 мм	зеленый
Ø5.5	232812320C	20 мм	синий
Ø5.5	232812325C	25 мм	синий
Ø5.5	232812330C	30 мм	синий
Ø5.5	232812335C	35 мм	синий
Ø5.5	232812340C	40 мм	синий
Ø5.5	232812345C	45 мм	синий
Ø5.5	232812350C	50 мм	синий
Ø5.5	232812355C	55 мм	синий
Ø6.0	232812420C	20 мм	желтый
Ø6.0	232812425C	25 мм	желтый
Ø6.0	232812430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232812435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232812440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232812445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232812450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232812455C	55 мм	желтый
Ø6.0	232812460C	60 мм	желтый
Ø6.5	232812525C	25 мм	голубой
Ø6.5	232812530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232812535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232812540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232812545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232812550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232812555C	55 мм	голубой
Ø6.5	232812560C	60 мм	голубой
Ø6.5	232812565C	65 мм	голубой
Ø7.0	232812570C	70 мм	голубой
Ø7.0	232812625C	25 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812655C	55 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812665C	65 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812670C	70 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812675C	75 мм	фиолетовый
Ø7.0	232812680C	80 мм	фиолетовый

Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø7.5	232812725C	25 мм	синий
Ø7.5	232812730C	30 мм	синий
Ø7.5	232812735C	35 мм	синий
Ø7.5	232812740C	40 мм	синий
Ø7.5	232812745C	45 мм	синий
Ø7.5	232812750C	50 мм	синий
Ø7.5	232812755C	55 мм	синий
Ø7.5	232812760C	60 мм	синий
Ø7.5	232812765C	65 мм	синий
Ø7.5	232812770C	70 мм	синий

Стандартный моноаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	232815025C	25 мм	желтый
Ø4.0	232815030C	30 мм	желтый
Ø4.0	232815035C	35 мм	желтый
Ø4.0	232815040C	40 мм	желтый
Ø4.0	232815045C	45 мм	желтый
Ø4.5	232815125C	25 мм	голубой
Ø4.5	232815130C	30 мм	голубой
Ø4.5	232815135C	35 мм	голубой
Ø4.5	232815140C	40 мм	голубой
Ø4.5	232815145C	45 мм	голубой
Ø5.0	232815225C	25 мм	зеленый
Ø5.0	232815230C	30 мм	зеленый
Ø5.0	232815235C	35 мм	зеленый
Ø5.0	232815240C	40 мм	зеленый
Ø5.0	232815245C	45 мм	зеленый
Ø5.0	232815250C	50 мм	зеленый
Ø5.5	232815325C	25 мм	синий
Ø5.5	232815330C	30 мм	синий
Ø5.5	232815335C	35 мм	синий
Ø5.5	232815340C	40 мм	синий
Ø5.5	232815345C	45 мм	синий
Ø5.5	232815350C	50 мм	синий
Ø5.5	232815355C	55 мм	синий
Ø6.0	232815425C	25 мм	желтый
Ø6.0	232815430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232815435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232815440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232815445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232815450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232815455C	55 мм	желтый



Стандартный моноаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.0	232815460C	60 мм	желтый
Ø6.5	232815525C	25 мм	голубой
Ø6.5	232815530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232815535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232815540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232815545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232815550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232815555C	55 мм	голубой
Ø6.5	232815560C	60 мм	голубой
Ø6.5	232815565C	65 мм	голубой
Ø7.0	232815625C	25 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815655C	55 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232815665C	65 мм	фиолетовый
Ø7.5	232815725C	25 мм	синий
Ø7.5	232815730C	30 мм	синий
Ø7.5	232815735C	35 мм	синий
Ø7.5	232815740C	40 мм	синий
Ø7.5	232815745C	45 мм	синий
Ø7.5	232815750C	50 мм	синий
Ø7.5	232815755C	55 мм	синий
Ø7.5	232815760C	60 мм	синий
Ø7.5	232815765C	65 мм	синий

Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø4.0	232816020C	20 мм	желтый
Ø4.0	232816025C	25 мм	желтый
Ø4.0	232816030C	30 мм	желтый
Ø4.0	232816035C	35 мм	желтый
Ø4.0	232816040C	40 мм	желтый
Ø4.0	232816045C	45 мм	голубой
Ø4.5	232816120C	20 мм	голубой
Ø4.5	232816125C	25 мм	голубой
Ø4.5	232816130C	30 мм	голубой
Ø4.5	232816135C	35 мм	голубой
Ø4.5	232816140C	40 мм	голубой
Ø4.5	232816145C	45 мм	голубой



Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт (продолжение таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.0	232816220C	20 мм	зеленый
Ø5.0	232816225C	25 мм	зеленый
Ø5.0	232816230C	30 мм	зеленый
Ø5.0	232816235C	35 мм	зеленый
Ø5.0	232816240C	40 мм	зеленый
Ø5.0	232816245C	45 мм	зеленый
Ø5.0	232816250C	50 мм	зеленый
Ø5.5	232816320C	20 мм	синий
Ø5.5	232816325C	25 мм	синий
Ø5.5	232816330C	30 мм	синий
Ø5.5	232816335C	35 мм	синий
Ø5.5	232816340C	40 мм	синий
Ø5.5	232816345C	45 мм	синий
Ø5.5	232816350C	50 мм	синий
Ø5.5	232816355C	55 мм	синий
Ø6.0	232816420C	20 мм	желтый
Ø6.0	232816425C	25 мм	желтый
Ø6.0	232816430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232816435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232816440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232816445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232816450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232816455C	55 мм	желтый
Ø6.5	232816460C	60 мм	желтый
Ø6.5	232816525C	25 мм	голубой
Ø6.5	232816530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232816535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232816540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232816545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232816550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232816555C	55 мм	голубой
Ø6.5	232816560C	60 мм	голубой
Ø6.5	232816565C	65 мм	голубой
Ø6.5	232816570C	70 мм	голубой
Ø7.0	232816625C	25 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816655C	55 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816665C	65 мм	фиолетовый
Ø7.0	232816670C	70 мм	фиолетовый

Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø7.5	232816725C	25 мм	синий
Ø7.5	232816730C	30 мм	синий
Ø7.5	232816735C	35 мм	синий
Ø7.5	232816740C	40 мм	синий
Ø7.5	232816745C	45 мм	синий
Ø7.5	232816750C	50 мм	синий
Ø7.5	232816755C	55 мм	синий
Ø7.5	232816760C	60 мм	синий
Ø7.5	232816765C	65 мм	синий
Ø7.5	232816770C	70 мм	синий

Фенестрированный стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232836330C	30 мм	синий
Ø5.5	232836335C	35 мм	синий
Ø5.5	232836340C	40 мм	синий
Ø5.5	232836345C	45 мм	синий
Ø5.5	232836350C	50 мм	синий
Ø5.5	232836355C	55 мм	синий
Ø6.0	232836430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232836435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232836440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232836445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232836450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232836455C	55 мм	желтый
Ø6.5	232836530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232836535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232836540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232836545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232836550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232836555C	55 мм	голубой
Ø7.0	232836630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232836635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232836640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232836645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232836650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232836655C	55 мм	фиолетовый



Фенестрированный редуционный полиаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232832330C	30 мм	синий
Ø5.5	232832335C	35 мм	синий
Ø5.5	232832340C	40 мм	синий
Ø5.5	232832345C	45 мм	синий
Ø5.5	232832350C	50 мм	синий
Ø5.5	232832355C	55 мм	синий
Ø6.0	232832430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232832435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232832440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232832445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232832450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232832455C	55 мм	желтый
Ø6.5	232832530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232832535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232832540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232832545C	45 мм	голубой
Ø6.5	232832550C	50 мм	голубой
Ø6.5	232832555C	55 мм	голубой
Ø7.0	232832630C	30 мм	фиолетовый
Ø7.0	232832635C	35 мм	фиолетовый
Ø7.0	232832640C	40 мм	фиолетовый
Ø7.0	232832645C	45 мм	фиолетовый
Ø7.0	232832650C	50 мм	фиолетовый
Ø7.0	232832655C	55 мм	фиолетовый



Фенестрированный редуционный моноаксиальный транспедикулярный винт

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232831330C	30 мм	синий
Ø5.5	232831335C	35 мм	синий
Ø5.5	232831340C	40 мм	синий
Ø5.5	232831345C	45 мм	синий
Ø5.5	232831350C	50 мм	синий
Ø5.5	232831355C	55 мм	синий
Ø6.0	232831430C	30 мм	желтый
Ø6.0	232831435C	35 мм	желтый
Ø6.0	232831440C	40 мм	желтый
Ø6.0	232831445C	45 мм	желтый
Ø6.0	232831450C	50 мм	желтый
Ø6.0	232831455C	55 мм	желтый
Ø6.5	232831530C	30 мм	голубой
Ø6.5	232831535C	35 мм	голубой
Ø6.5	232831540C	40 мм	голубой
Ø6.5	232831545C	45 мм	голубой



Стандартный полиаксиальный транспедикулярный винт, полнорезьбовой

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø7.0	232866660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866665C	65 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866670C	70 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866675C	75 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866680C	80 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866685C	85 мм	фиолетовый
Ø7.0	232866690C	90 мм	фиолетовый
Ø7.5	232866760C	60 мм	синий
Ø7.5	232866765C	65 мм	синий
Ø7.5	232866770C	70 мм	синий
Ø7.5	232866775C	75 мм	синий
Ø7.5	232866780C	80 мм	синий
Ø7.5	232866785C	85 мм	синий
Ø7.5	232866790C	90 мм	синий
Ø8.0	232866860C	60 мм	зеленый
Ø8.0	232866865C	65 мм	зеленый
Ø8.0	232866870C	70 мм	зеленый
Ø8.0	232866875C	75 мм	зеленый
Ø8.0	232866880C	80 мм	зеленый
Ø8.0	232866885C	85 мм	зеленый
Ø8.0	232866890C	90 мм	зеленый
Ø8.5	232866960C	60 мм	желтый
Ø8.5	232866965C	65 мм	желтый
Ø8.5	232866970C	70 мм	желтый
Ø8.5	232866975C	75 мм	желтый
Ø8.5	232866980C	80 мм	желтый
Ø8.5	232866985C	85 мм	желтый
Ø8.5	232866990C	90 мм	желтый



Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт, полнорезьбовой

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø7.0	232862660C	60 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862665C	65 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862670C	70 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862675C	75 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862680C	80 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862685C	85 мм	фиолетовый
Ø7.0	232862690C	90 мм	фиолетовый
Ø7.5	232862760C	60 мм	синий
Ø7.5	232862765C	65 мм	синий
Ø7.5	232862770C	70 мм	синий
Ø7.5	232862775C	75 мм	синий



Редукционный полиаксиальный транспедикулярный винт, полнорезьбовой

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø7.5	232862780C	80 мм	синий
Ø7.5	232862785C	85 мм	синий
Ø7.5	232862790C	90 мм	синий
Ø8.0	232862860C	60 мм	зеленый
Ø8.0	232862865C	65 мм	зеленый
Ø8.0	232862870C	70 мм	зеленый
Ø8.0	232862875C	75 мм	зеленый
Ø8.0	232862880C	80 мм	зеленый
Ø8.0	232862885C	85 мм	зеленый
Ø8.0	232862890C	90 мм	зеленый
Ø8.5	232862960C	60 мм	желтый
Ø8.5	232862965C	65 мм	желтый
Ø8.5	232862970C	70 мм	желтый
Ø8.5	232862975C	75 мм	желтый
Ø8.5	232862980C	80 мм	желтый
Ø8.5	232862985C	85 мм	желтый
Ø8.5	232862990C	90 мм	желтый



Гайка установочная

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø0.9	232810800C	5 мм	зеленый



Гайка установочная, длинная

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø0.9	232810801C	10 мм	зеленый



Стержень

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232819505	50 мм	серый
Ø5.5	232819506	60 мм	серый
Ø5.5	232819507	70 мм	серый
Ø5.5	232819508	80 мм	серый
Ø5.5	232819509	90 мм	серый
Ø5.5	232819510	100 мм	серый
Ø5.5	232819511	110 мм	серый
Ø5.5	232819512	120 мм	серый
Ø5.5	232819513	130 мм	серый
Ø5.5	232819514	140 мм	серый
Ø5.5	232819515	150 мм	серый



Стержень (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232819520	200 мм	серый
Ø5.5	232819530	300 мм	серый
Ø5.5	232819540	400 мм	серый
Ø5.5	232819550	500 мм	серый
Ø6.0	232819605	50 мм	серый
Ø6.0	232819606	60 мм	серый
Ø6.0	232819607	70 мм	серый
Ø6.0	232819608	80 мм	серый
Ø6.0	232819609	90 мм	серый
Ø6.0	232819610	100 мм	серый
Ø6.0	232819611	110 мм	серый
Ø6.0	232819612	120 мм	серый
Ø6.0	232819613	130 мм	серый
Ø6.0	232819614	140 мм	серый
Ø6.0	232819615	150 мм	серый
Ø6.0	232819620	200 мм	серый
Ø6.0	232819630	300 мм	серый
Ø6.0	232819640	400 мм	серый
Ø6.0	232819650	500 мм	серый

Поперечная стяжка низкого профиля

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø5.5	232810930C	30 мм	голубой
Ø5.5	232810935C	35 мм	голубой
Ø5.5	232810940C	40 мм	голубой
Ø5.5	232810945C	45 мм	голубой
Ø5.5	232810950C	50 мм	голубой
Ø5.5	232810955C	55 мм	голубой
Ø5.5	232810960C	60 мм	голубой
Ø6.0	232810830C	30 мм	голубой
Ø6.0	232810835C	35 мм	голубой
Ø6.0	232810840C	40 мм	голубой
Ø6.0	232810845C	45 мм	голубой
Ø6.0	232810850C	50 мм	голубой
Ø6.0	232810855C	55 мм	голубой
Ø6.0	232810860C	60 мм	голубой



Соединитель поперечный мультиаксиальный

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø53.0	232810732C	32~40 мм	голубой
/	232810742C	42~48 мм	голубой
/	232810750C	50~65 мм	голубой



Латеральный коннектор

Диаметр	P.N.	Длина	Цвет
Ø6.0	232830620	20 мм	серый
Ø6.0	232830626	26 мм	серый
Ø6.0	232830630	30 мм	серый
Ø6.0	232830636	36 мм	серый
Ø6.0	232830640	40 мм	серый
Ø6.0	232830646	46 мм	серый
Ø6.0	232830650	50 мм	серый
Ø6.0	232830656	56 мм	серый
Ø6.0	232830660	60 мм	серый



Двуостный двурядный коннектор

Диаметр	P.N.	Длина	Толщина
Ø14.0	232810626	18 мм	10.7 мм



Минимально инвазивная транспедикулярная система

Минимально инвазивная транспедикулярная система CanHELP (тип J2X11)

Транспедикулярный моноаксиальный винт с длинной рукояткой

Диаметр	P.N.	Длина
Ø4.5	232544125	25 мм
Ø4.5	232544130	30 мм
Ø4.5	232544135	35 мм
Ø4.5	232544140	40 мм
Ø5.0	232544225	25 мм
Ø5.0	232544230	30 мм
Ø5.0	232544235	35 мм
Ø5.0	232544240	40 мм
Ø5.0	232544245	45 мм
Ø5.5	232544325	25 мм
Ø5.5	232544330	30 мм
Ø5.5	232544335	35 мм
Ø5.5	232544340	40 мм
Ø5.5	232544345	45 мм



Транспедикулярный моноаксиальный винт с длинной рукояткой (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	232544350	50 мм
Ø6.0	232544435	35 мм
Ø6.0	232544440	40 мм
Ø6.0	232544445	45 мм
Ø6.0	232544450	50 мм
Ø6.0	232544455	55 мм
Ø6.5	232544535	35 мм
Ø6.5	232544540	40 мм
Ø6.5	232544545	45 мм
Ø6.5	232544550	50 мм
Ø6.5	232544555	55 мм
Ø6.5	232544560	60 мм
Ø7.0	232544635	35 мм
Ø7.0	232544640	40 мм
Ø7.0	232544645	45 мм
Ø7.0	232544650	50 мм
Ø7.0	232544655	55 мм
Ø7.5	232544735	35 мм
Ø7.5	232544740	40 мм
Ø7.5	232544745	45 мм
Ø7.5	232544750	50 мм
Ø7.5	232544755	55 мм

Транспедикулярный полиаксиальный винт с длинной рукояткой

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.0	236542235	35 мм
Ø5.0	236542240	40 мм
Ø5.0	236542245	45 мм
Ø5.0	236542250	50 мм
Ø5.0	236542255	55 мм
Ø5.5	232543335	35 мм
Ø5.5	232543340	40 мм
Ø5.5	232543345	45 мм
Ø5.5	232543350	50 мм
Ø5.5	232543355	55 мм
Ø6.0	232543435	35 мм
Ø6.0	232543440	40 мм
Ø6.0	232543445	45 мм
Ø6.0	232543450	50 мм
Ø6.0	232543455	55 мм



Транспедикулярный полиаксиальный винт с длинной рукояткой (окончание таблицы)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø6.5	232543535	35 мм
Ø6.5	232543540	40 мм
Ø6.5	232543545	45 мм
Ø6.5	232543550	50 мм
Ø6.5	232543555	55 мм
Ø7.0	232543635	35 мм
Ø7.0	232543640	40 мм
Ø7.0	232543645	45 мм
Ø7.0	232543650	50 мм
Ø7.0	232543655	55 мм
Ø7.5	232543735	35 мм
Ø7.5	232543740	40 мм
Ø7.5	232543745	45 мм
Ø7.5	232543750	50 мм
Ø7.5	232543755	55 мм

Транспедикулярный одноосный винт с длинной рукояткой

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.0	236543235	35 мм
Ø5.0	236543240	40 мм
Ø5.0	236543245	45 мм
Ø5.0	236543250	50 мм
Ø5.0	236543255	55 мм
Ø5.5	236543335	35 мм
Ø5.5	236543340	40 мм
Ø5.5	236543345	45 мм
Ø5.5	236543350	50 мм
Ø5.5	236543355	55 мм
Ø6.0	236543435	35 мм
Ø6.0	236543440	40 мм
Ø6.0	236543445	45 мм
Ø6.0	236543450	50 мм
Ø6.0	236543455	55 мм
Ø6.5	236543535	35 мм
Ø6.5	236543540	40 мм
Ø6.5	236543545	45 мм
Ø6.5	236543550	50 мм
Ø6.5	236543555	55 мм
Ø7.0	236543635	35 мм
Ø7.0	236543640	40 мм
Ø7.0	236543645	45 мм
Ø7.0	236543650	50 мм


Диаметр	P.N.	Длина
Ø7.0	236543655	55 мм
Ø7.5	236543735	35 мм
Ø7.5	236543740	40 мм
Ø7.5	236543745	45 мм
Ø7.5	236543750	50 мм
Ø7.5	236543755	55 мм



Стержень

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	236219204	40 мм
Ø5.5	236219245	45 мм
Ø5.5	236219205	50 мм
Ø5.5	236219206	60 мм
Ø5.5	236219207	70 мм
Ø5.5	236219208	80 мм
Ø5.5	236219209	90 мм
Ø5.5	236219210	100 мм
Ø5.5	236219211	110 мм
Ø5.5	236219212	120 мм
Ø5.5	236219213	130 мм
Ø5.5	236219214	140 мм
Ø5.5	236219215	150 мм
Ø5.5	236219216	160 мм
Ø5.5	236219217	170 мм
Ø5.5	236219218	180 мм
Ø5.5	236219219	190 мм
Ø5.5	236219220	200 мм

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	236219230	300 мм
Ø5.5	236219240	400 мм
Ø5.5	236219250	500 мм



Стержень, изогнутый

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	236219403	30 мм
Ø5.5	236219435	35 мм
Ø5.5	236219404	40 мм
Ø5.5	236219445	45 мм
Ø5.5	236219405	50 мм
Ø5.5	236219406	60 мм
Ø5.5	236219407	70 мм
Ø5.5	236219408	80 мм
Ø5.5	236219409	90 мм
Ø5.5	236219410	100 мм
Ø5.5	236219411	110 мм
Ø5.5	236219412	120 мм
Ø5.5	236219413	130 мм
Ø5.5	236219414	140 мм
Ø5.5	236219415	150 мм



Гайка установочная

Диаметр	P.N.	Длина
Ø9.8	236210800	4.6 мм




Система поясничного межтелового спондилодеза

Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-P (тип J601)

Поясничный кейдж CanPEEK-P (тип J601)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
8	253310007	22	7
8	253310008	22	8
8	253310009	22	9
8	253310010	22	10
8	253310011	22	11
8	253310012	22	12
8	253310013	22	13
8	253310014	22	14
8	253310015	22	15
8	253310017	22	17
8	253314007	24	7
8	253314008	24	8
8	253314009	24	9
8	253314010	24	10
8	253314011	24	11
8	253314012	24	12
8	253314013	24	13
8	253314014	24	14
8	253314015	24	15
8	253314017	24	17
10	253311007	22	7
10	253311008	22	8
10	253311009	22	9
10	253311010	22	10
10	253311011	22	11
10	253311012	22	12
10	253311013	22	13
10	253311014	22	14
10	253311015	22	15
10	253311017	22	17
10	253312007	24	7
10	253312008	24	8
10	253312009	24	9
10	253312010	24	10
10	253312011	24	11
10	253312012	24	12
10	253312013	24	13
10	253312014	24	14
10	253312015	24	15
10	253312017	24	17




Поясничный кейдж CanPEEK-P (тип J601) (окончание таблицы)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
12	253315007	22	7
12	253315008	22	8
12	253315009	22	9
12	253315010	22	10
12	253315011	22	11
12	253315012	22	12
12	253315013	22	13
12	253315014	22	14
12	253315015	22	15
12	253315017	22	17
12	253313007	24	7
12	253313008	24	8
12	253313009	24	9
12	253313010	24	10
12	253313011	24	11
12	253313012	24	12
12	253313013	24	13
12	253313014	24	14
12	253313015	24	15
12	253313017	24	17

Трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез CanPEEK-T (тип J602)

Поясничный кейдж CanPEEK-T (тип J602)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
10	253410007	27	7
10	253410008	27	8
10	253410009	27	9
10	253410010	27	10
10	253410011	27	11
10	253410012	27	12
10	253410013	27	13
10	253410015	27	15
10	253410017	27	17



Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-V (тип J612)

Поясничный кейдж CanPEEK-V (тип J612)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
10	253430001	22	8
10	253430002	22	10
10	253430003	22	12
10	253430004	22	14
10	253430005	22	16
10	253430006	26	8
10	253430007	26	10
10	253430008	26	12
10	253430009	26	14
10	253430010	26	16
10	253430011	32	8
10	253430012	32	10
10	253430013	32	12
10	253430014	32	14
10	253430015	32	16
10	253430016	36	8
10	253430017	36	10
10	253430018	36	12
10	253430019	36	14
10	253430020	36	16



Система латерального поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-L (тип J615, J504)

Поясничный кейдж CanPEEK-L (тип J615)

Угол	P.N.	Ширина	Длина	Высота
0°	253244009	18	40	9 мм
0°	253244010	18	40	10 мм
0°	253244011	18	40	11 мм
0°	253244012	18	40	12 мм
0°	253244013	18	40	13 мм
0°	253244014	18	40	14 мм
0°	253244015	18	40	15 мм
0°	253244016	18	40	16 мм
0°	253244509	18	45	9 мм
0°	253244510	18	45	10 мм
0°	253244511	18	45	11 мм
0°	253244512	18	45	12 мм
0°	253244513	18	45	13 мм
0°	253244514	18	45	14 мм
0°	253244515	18	45	15 мм
0°	253244516	18	45	16 мм



Поясничный кейдж CanPEEK-L (тип J615) (продолжение таблицы)

Угол	P.N.	Ширина	Длина	Высота
0°	253245009	18	50	9 мм
0°	253245010	18	50	10 мм
0°	253245011	18	50	11 мм
0°	253245012	18	50	12 мм
0°	253245013	18	50	13 мм
0°	253245014	18	50	14 мм
0°	253245015	18	50	15 мм
0°	253245016	18	50	16 мм
0°	253245509	18	55	9 мм
0°	253245510	18	55	10 мм
0°	253245511	18	55	11 мм
0°	253245512	18	55	12 мм
0°	253245513	18	55	13 мм
0°	253245514	18	55	14 мм
0°	253245515	18	55	15 мм
0°	253245516	18	55	16 мм
0°	253246009	18	60	9 мм
0°	253246010	18	60	10 мм
0°	253246011	18	60	11 мм
0°	253246012	18	60	12 мм
0°	253246013	18	60	13 мм
0°	253246014	18	60	14 мм
0°	253246015	18	60	15 мм
0°	253246016	18	60	16 мм
6°	253254009	18	40	9 мм
6°	253254010	18	40	10 мм
6°	253254011	18	40	11 мм
6°	253254012	18	40	12 мм
6°	253254013	18	40	13 мм
6°	253254014	18	40	14 мм
6°	253254015	18	40	15 мм
6°	253254016	18	40	16 мм
6°	253254509	18	45	9 мм
6°	253254510	18	45	10 мм
6°	253254511	18	45	11 мм
6°	253254512	18	45	12 мм
6°	253254513	18	45	13 мм
6°	253254514	18	45	14 мм
6°	253254515	18	45	15 мм
6°	253254516	18	45	16 мм
6°	253255009	18	50	9 мм
6°	253255010	18	50	10 мм
6°	253255011	18	50	11 мм
6°	253255012	18	50	12 мм

Поясничный кейдж CanPEEK-L (тип J615) (окончание таблицы)

Угол	P.N.	Ширина	Длина	Высота
6°	253255013	18	50	13 мм
6°	253255014	18	50	14 мм
6°	253255015	18	50	15 мм
6°	253255016	18	50	16 мм
6°	253255509	18	55	9 мм
6°	253255510	18	55	10 мм
6°	253255511	18	55	11 мм
6°	253255512	18	55	12 мм
6°	253255513	18	55	13 мм
6°	253255514	18	55	14 мм
6°	253255515	18	55	15 мм
6°	253255516	18	55	16 мм
6°	253256009	18	60	9 мм
6°	253256010	18	60	10 мм
6°	253256011	18	60	11 мм
6°	253256012	18	60	12 мм
6°	253256013	18	60	13 мм
6°	253256014	18	60	14 мм
6°	253256015	18	60	15 мм
6°	253256016	18	60	16 мм


Косая латеральная блокируемая пластина (тип J504)

Характеристика	P.N.	Длина
малая	232120028C	28 мм
большая	232120032C	33.5 мм



Винт с фиксированным углом (тип J504)

Диаметр	P.N.	Длина
Ø5.5	232130320C	20 мм
Ø5.5	232130325C	25 мм
Ø5.5	232130330C	30 мм
Ø5.5	232130335C	35 мм
Ø5.5	232130340C	40 мм
Ø5.5	232130345C	45 мм
Ø5.5	232130350C	50 мм




Система для переднего шейного межтелового спондилодеза

Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-C (тип J605, J606)


Шейный кейдж CanPEEK-C (клиновидный) (тип J605)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
15	253110050	12.5мм	5
15	253110060	12.5мм	6
15	253110070	12.5мм	7
15	253110080	12.5мм	8
15	253110090	12.5мм	9
15	253110100	12.5мм	10



Шейный кейдж CanPEEK-C (изогнутый) (тип J606)

Ширина	P.N.	Длина	Высота
15	253120050	12.5мм	5
15	253120060	12.5мм	6
15	253120070	12.5мм	7
15	253120080	12.5мм	8
15	253120090	12.5мм	9
15	253120100	12.5мм	10



Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-Z (тип J606, J503)


Передний шейный кейдж РЕЕК-Z (тип J606)

Ширина	P.N.	Толщина	Высота
15	253120005	9.5	5
15	253120006	9.5	6
15	253120007	9.5	7
15	253120008	9.5	8
15	253120009	9.5	9
15	253120010	9.5	10
15	253120011	9.5	11
15	253120012	9.5	12



Передняя шейная блокируемая пластина (тип J503)

Ширина	P.N.	Толщина	Высота
17.5	231612005C	3.9	5
17.5	231612006C	3.9	6
17.5	231612007C	3.9	7
17.5	231612008C	3.9	8
17.5	231612009C	3.9	9
17.5	231612010C	3.9	10
17.5	231612011C	3.9	11



Винт с фиксированным углом (тип J503)

Диаметр	P.N.	Толщина
Ø3	231611012C	12
Ø3	231611014C	14
Ø3	231611016C	16
Ø3	231611018C	18



Таблица 1. Номенклатура пластин и соответствующих винтов

P.N.	тип	наименование	комплект
Система блокируемых пластин для малых фрагментов CanSLP			
Ключичные блокируемые пластины CanSLP			
122129103	BC41	Пластина для ключицы, с грудино-ключичным крючком	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
122264103	BCS42	Блокируемая латеральная пластина для ключицы с расширением	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122265306	BCS43	Блокируемая передняя пластина для ключицы	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
122236704	BCS44	Пластина для ключицы, с крючком	
123236005	ZSQ31	Передняя ключичная блокируемая пластина	
Плечевые блокируемые пластины CanSLP			
122238003	BCS14	Проксимальная блокируемая плечевая пластина II	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
122262104	BCS37	Блокируемая дистальная плечевая пластина	
122263007	BCS38	Дистальная медиальная метафизарная блокируемая плечевая пластина	
122243103	BCS18	Блокируемая дистальная опорная латеральная дорсальная плечевая пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122244103	BCS19	Блокируемая дистальная латеральная дорсальная плечевая пластина	
122245103	BCS20	Блокируемая дистальная медиальная плечевая пластина	
Лучевые блокируемые пластины CanSLP			
122261008	BCS36	2.4/2.7 Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости	Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
121237002	BCS40	2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости	
121236002	BCS41	2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости	
122225104	BCS58	Т-образная пластина проксимальная локтевая блокируемая	

P.N.	тип	наименование	комплект
122320103	BCS65	ВА Блокируемая пластина дистального края лучевой кости (головка 4 отверстия)	Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт Ø2.4 VA (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122323102	BCS68	Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости двухколонная (головка 6 отверстий)	
122277103	BCS77	Блокируемая дистальная дорсальная L-образная пластина лучевой кости (головка 2 отверстия)	Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122292005	BCS95	2.4/2.7 Блокируемая дистальная дорсальная пластина лучевой кости	
122325102	BCS150	Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости (головка 7 отверстий, в две колонки)	Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт Ø2.4 VA (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
121238103	BCS153	Блокируемая дистальная пластина лучевой кости	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
Локтевые блокируемые пластины CanSLP			
122240102	BCS39	Блокируемая пластина для локтевого отростка	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
Пяточные блокируемые пластины CanSLP			
122234169	BCS29	Блокируемая пяточная пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
122226103	BCS59	Пластина для фиксации бугорка пяточной кости, задняя	
122547107	BCS132	Комбинированная пяточная пластина	
122291103	BCS135	Блокируемая пяточная пластина	Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)
122552101	BCS134	Латеральная пяточная пластина	
122547301C	BCS132	Пяточная блокируемая пластина I	
122227501C	BCS60	L-образная блокируемая пластина	
122540032C	ZSQ59	1/3 трубчатая блокируемая пластина	
Блокируемые пластины для большеберцовой кости CanSLP			
122235105	BCS12	Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)

P.N.	тип	наименование	комплект
122253104	BCS15	Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина I	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
122237104	BCS22	3,5мм дистальная медиальная большеберцовая пластина	
122255001	BCS26	Блокируемая проксимальная задняя большеберцовая пластина	
122266104	BCS54	Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина	
122267104	BCS64	Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая пластина	
122541106	BCS128	Проксимальная латеральная большеберцовая пластина	
122293103	BCS156	Задняя дистальная большеберцовая блокируемая пластина	
122250104	ZSQ42	Дистальная метафизарная блокируемая большеберцовая пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
Малоберцовые блокируемые пластины CanSLP			
122241103	BCS32	2.4/2.7 Блокируемая дистальная задняя латеральная пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122242303C	BCS33	Блокируемая LCP дистально-латеральная малоберцовая пластина	
122299103	BCS205	VA Дистально-латеральная анатомическая блокируемая пластина малоберцовой кости	
122242103	BCS33	Блокируемая дистальная латеральная пластина для малоберцовой кости	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
Тазовые блокируемые пластины CanSLP			
122297004	BCS118	Комбинированная блокируемая лобковая пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
122298006	BCS119	Реконструктивная пластина для таза, изогнутая	
Многофункциональные блокируемые пластины CanSLP			
122239003	BCS25	Блокируемая пластина с крючком	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
122225004	ZSQ23	3,5мм Блокируемая компрессионная пластина, широкая	
122226004	ZSQ24	3.5 мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая	

P.N.	тип	наименование	комплект
122224004	ZSQ26	3,5мм Блокируемая пластина для реконструкции, прямая	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
122246006	ZSQ28	3,5мм метафизарная блокируемая пластина	
122247004	ZSQ33	1/3 трубчатая блокируемая пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I)
122162004	BZ01	Одна-треть трубчатая пластина (CanSFP)	Кортикальный винт Ø3.5 (HAQ03), Губчатый винт Ø4.0 (HBQ03)
Система блокируемых пластин для больших фрагментов CanLLP			
Бедренные блокируемые пластины CanLLP			
123230105	BCS21	Блокируемая дистальная латеральная бедренная пластина	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)
122532104	BCS103	Медиальная дистальная бедренная пластина	
123228304	BCS51	Блокируемая проксимальная бедренная пластина	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø6.5 (HAS04I)
123228502	BCS142	Блокируемая проксимальная пластина бедренной кости	
123246010	BCS53	Блокируемая пластина для лучевой дуги	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)
123334106	BCS125	VA Дистально-латеральная блокируемая бедренная пластина	
Блокируемые пластины для большеберцовой кости CanLLP			
123232104	BCS16	Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина II	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I)
123247104	BCS55	Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина	
123250105	BCS47	Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I), Динамический блокирующий винт Ø5.0 (HAS03I), Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (HAS04II)
123233103	BCS101	Блокируемая проксимальная большеберцовая пластина	
122529005	BCS100	Медиальная большеберцовая пластина	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)
122543106	BCS115	Дистальная низкопрофильная блокируемая большеберцовая пластина	
123333102	BCS126	VA Проксимальная блокируемая большеберцовая пластина	

P.N.	тип	наименование	комплект
123222005	ZSQ22	4,5мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая	Кортикальный винт Ø4.5 (HAQ03), Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)
123220003	ZSQ29	3.5/4.5 мм метафизарная блокируемая пластина	
Система для фиксации шейки бедра CanFNS			
123553001	BCS48	Пластина шеечная бедренная	Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (HAS04I)
135410575C	SDG04	Гильза шеечная	
135500475C	SDG06	Винт противоротационный	
Система блокируемых пластин для реконструкции стопы и голеностопного сустава CanFAR			
122548002	BCS159	Блокируемая пластина для стопы	Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122520003	BCS207	Блокируемая клиновидная пластина	
122521022	BCS208	Блокируемая универсальная пластина для переднего отдела стопы	
122522101	BCS209	Блокируемая пластина для пальцев стопы	
122335002	ZSQ61	Прямая блокируемая пластина	
122523001	BCS210	Блокируемая трапецивидная пластина	Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)
122526150	BCS213	Блокируемая реконструктивная пластина для заднего отдела стопы	
122528006	BCS215	Блокируемая пяточная пластина (трапецивидная)	
Система блокируемых пластин CanFAR VA (Пластины с переменным углом блокирования)			
122548104C	BCS159	Блокируемая пластина с переменным углом наклона 30°	Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (HCS04I)
122520101C	BCS207	Трапециевидная блокируемая пластина с переменным углом 30°	
122521101C	BCS208	Блокируемая универсальная пластина с переменным углом 30°	
122522301C	BCS209	Блокируемая пластина для пальцев стопы с переменным углом	
122335101C	ZSQ61	Прямая блокируемая пластина с переменным углом 30°	
122523101C	BCS210	Блокируемая трапециевидная пластина с переменным углом 30°	Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (HAQ06I), Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (HCS04I)
122525224C	BCS212	Универсальная блокируемая пластина с переменным углом 30°	

P.N.	тип	наименование	комплект
122526250C	BCS213	Пластина для реконструкции стопы с переменным углом блокирования 30°	
122528106C	BCS215	Блокируемая пяточная пластина (трапециевидная) с переменным углом блокирования 30°	
Система CanFAR-2.7мм			
122225303C	BCS58	T-образная пластина для плюсневой кости с блокированием	Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (HAZ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HCS04I)/Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (HAS04I)
122226303C	BCS59	L-образная пластина с наклоном для плюсневой кости с блокированием	
122227303C	BCS60	L-образная пластина для плюсневой кости с блокированием	
121231305C	BCS86	T-образная пластина для головки плюсневой кости с блокированием	
121231105C	BCS86	T-образная пластина с наклоном для плюсневой кости с блокированием	
122558101C	BCS147	Пластина для кубовидной кости с блокированием	
122548304C	BCS159	Крючковидная плюсневая пластина с блокированием	
122557301C	BCS160	Пластина для подошвенной установки при артродезе TMT сустав с блокированием	
122557206C	BCS160	Таранная блокируемая пластина	
122557108C	BCS160	Ладьевидная блокируемая пластина	
Система блокируемых пластин для остеосинтеза пилон и реконструкции голеностопного сустава CanFAR-PILON			
122239103C	BCS25	Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая крючковидная пластина	Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HCS04I)/ Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (HAS04I), Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (HAZ06I)/ Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (HAZ06I)
122556106C	BCS140	LCP Дистально-латеральная блокируемая малоберцовая пластина	
122555003C	BCS154	Дистальная передняя большеберцовая пластина с блокированием	
122554003C	BCS155	Дистально-медиальная блокируемая большеберцовая пластина	
122293503C	BCS156	Передняя дистальная большеберцовая пластина с блокированием	

P.N.	тип	наименование	комплект
122293705C	BCS156	Задняя дистальная большеберцовая пластина с блокированием	
Система мини-пластин и блокирующих винтов для фиксации мелких фрагментов CanMLP			
Система мини-пластин CanMLP-1.5мм			
Набор инструментов для мини пластин (111219900)			
121231004	BCS86	1.5мм Т-образная блокируемая пластина	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (HAQ02I), Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (HCS02I)
121239108	BCS87	1.5мм поддерживающая блокируемая пластина	
121240004	BCS88	1.5мм Y-образная блокируемая пластина	
121241004	BCS89	1.5мм мышечковая блокируемая пластина	
121221006	ZSQ38	1.5мм Пластина для фаланг кисти	
121222204	ZSQ39	1.5мм Блокируемая пластина	
Система мини-пластин CanMLP-2.0мм			
Набор инструментов для мини пластин (111219900)			
121224103	BCS57	2.0 мм Мышечковая пластина	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ02I), Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (HCS04I)
121235007	BCS81	Блокируемая дистальная пластина с крючком для локтевой кости	
121233104	BCS96	2.0мм Блокируемая Y-образная пластина	
121234104	BCS99	2.0мм Блокируемая Т-образная пластина	
121222104	ZSQ39	2.0мм Блокируемая пластина	
121223112	ZSQ40	2.0мм адаптивная блокируемая пластина	
Система мини-пластин CanMLP-2.4мм			
Набор инструментов для мини пластин (111219900)			
121224003	BCS57	2.4 мм Мышечковая пластина	Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ02I), Кортикальный винт Ø2.4 (HAQ06I), Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (HAS04I)
121233004	BCS96	2.4мм Блокируемая Y-образная пластина	
121234004	BCS99	2.4мм Блокируемая Т-образная пластина	
121222004	ZSQ39	2.4мм Блокируемая пластина	
121223012	ZSQ40	2.4мм адаптивная блокируемая пластина	

Таблица 2. Номенклатура винтов и соответствующих наборов инструментов

Кортикальные и губчатые винты						
		HAQ02I	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø1.5 (131116006-131116020)	Сверло Ø1.1 (111210036)	Отвертка Phillips (короткая) (111210039) Отвертка Phillips (длинная) (111210038) Наконечник отвертки Phillips (111110007)	Набор инструментов для мини пластин (111219900)
		HAQ02I	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (131114007-131114038)	Сверло Ø1.5 (111210004)		
		HAQ02I	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.4 (132103008-132103040)	Сверло Ø1.8 (112300002)		
		HAQ06I	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.0 (131115006- 131115038)	Сверло Ø1.5 (111210004)	Отвертка звездчатая T6 (111210007) Наконечник отвертки звездчатой T6 (111210008)	
		HAQ06I	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø2.4 (132105008-132105060)	Сверло Ø1.8 (112300002)	Отвертка звездчатая (короткая) T8 (112300005) Отвертка звездчатая (длинная) T8 (112300006)	Набор инструментов для мини пластин (111219900) Набор инструментов для блокирующих винтов 2,4/2,7 (112309001)
		HAZ06I	Кортикальный винт Ø2.7 (с угловой стабильностью) (132106008-132106040)	Сверло Ø1.8 (112300002)	Отвертка звездчатая (короткая) T8 (112300005) Отвертка звездчатая (длинная) T8 (112300006)	
/		HAZ06I	Кортикальный винт для пластин на стопу Ø2.7 (132106210-132106240)			
		HAZ06I	Кортикальный винт Ø3.5 (с угловой стабильностью) (132111110-132111160)	Сверло Ø2.5 (111220109)	Звездчатая отвертка T8, короткая (111220152) Звездчатая отвертка T8, длинная (111220153)	Набор инструментов CanFAR (111229002)
VA		HAQ06I	Полиаксиальный кортикальный винт Ø2.7 (132106110-132106150)	Сверло Ø1.8 (111220108)	Звездчатая отвертка T15, короткая (111220122) Звездчатая отвертка T15, длинная (111220123)	
VA		HAQ06I	Полиаксиальный кортикальный винт Ø3.5 (132111312-132111350)	Сверло Ø2.5 (111220109)		
/		HAZ06I	Кортикальный винт для пластин на стопу Ø3.5 (132111412-132111460)	Сверло Ø2.5 (112100016)	Наконечник отвертки гексогальной SW2.5 (112100017)	Набор инструментов на малые фрагменты (112109900)
		HAQ03	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø3.5 (132111012-132111090)			
		HBQ03	Губчатый винт, с полной резьбой Ø4.0 (132117212-132117260)			
/		HBQ03	Губчатый винт, с частичной резьбой Ø4.0 (132115020-132115060)			
		HAQ03	Кортикальный винт, с полной резьбой Ø4.5 (133111016-133111090)	Сверло Ø3.2 (113100002)	Отвертка шестигранная с быстроразъёмным соединением SW3.5 (114110015)	Набор инструментов на большие фрагменты (113119000)
/		HBQ03	Губчатый винт, с полной резьбой Ø6.5 (133117020-133117120)			

Кортикальные и губчатые винты (продолжение)						
/		HBQ03	Губчатый винт, с частичной резьбой Ø6.5 (133115050-133115120)			
Система блокирующих винтов						
		HCS02I	Блокирующий винт, самонарезной Ø1.5 (131216006-131216020)	Сверло Ø1.1 (111210036)	Отвертка Phillips (короткая) (111210039) Отвертка Phillips (длинная) (111210038) Наконечник отвертки Phillips (111110007)	Набор инструментов для мини пластин (111219900)
		HCS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø2.0 (131212006-131212030)	Сверло Ø1.5 (111210004)	Отвертка звездчатая T6 (111210007) Наконечник отвертки звездчатой T6 (111210008)	
		HAS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø2.4 (132201008-132201030)	Сверло Ø1.8 (112300002)	Отвертка звездчатая (короткая) T8 (112300005) Отвертка звездчатая (длинная) T8 (112300006)	
		HAS04I	Блокирующий винт Ø2.4 VA (132311008-132311030)			
		HAS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (132202008-132202060)	Сверло Ø2.0 (112300003)	Отвертка звездчатая (короткая) T8 (112300005) Отвертка звездчатая (длинная) T8 (112300006)	Набор инструментов для блокирующих винтов 2,4/2,7 (112309001)
/		HCS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø2.7 (132202610-132202650)	Сверло Ø1.8 (111220108)	Звездчатая отвертка T10, короткая (111220114) Звездчатая отвертка T10, длинная (111220115) Звездчатая отвертка T15, короткая (111220122) Звездчатая отвертка T15, длинная (111220123)	Набор инструментов CanFAR (111229002)
		HCS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (132214110-132214160)	Сверло Ø2.5 (111220109)		
VA		HCS04I	Полиаксиальный блокирующий винт Ø2.7 (132202508-132202550)	Сверло Ø1.8 (111220108)		
VA		HCS04I	Полиаксиальный блокирующий винт Ø3.5 (132214610-132214650)	Сверло Ø2.5 (111220109)		
		HAS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø3.5 (132214010-132214090)	Сверло Ø2.8 (112200004)	Отвертка T15 (112200009) Наконечник отвертки звездчатой T15 (112200003)	Набор инструментов на малые фрагменты (112109900)
		HAS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø5.0 (133202014-133202100)	Сверло Ø4.3 (113200003)	Отвертка T25 (113200009) Наконечник отвертки звездчатой T25 (113200010)	Набор инструментов на большие фрагменты (113119000)
		HAS04II	Блокирующий винт, самосверлящий Ø5.0 (133203018-133203100)			
		HAS04I	Блокирующий винт, самонарезной Ø6.5 (133218050-133218120)			
		HAS03I	Динамический блокирующий винт Ø5.0 (133206028-133206050)			

Система канюлированных винтов CanNUS							
/		GJYDVII	Канюлированный винт Ø3.0 (134631010-134631040)	Канюлированное сверло Ø2.0 (114500006)	Отвертка Phillips (114500009) Канюлированная отвертка Phillips (114500008)	Спица Киршнера Ø1.1 (114500001)	Набор инструментов для канюлированных винтов HB3,0 (114509000)
/		GJYDVII	Канюлированный винт Ø4.0 (134911014-134911070)	Канюлированное сверло Ø2.5 (114700004)	Отвертка T15 (114700005) Отвертка канюлированная T15 (114700006)	Проводник Ø1.1 (114700008)	Набор инструментов для канюлированных винтов HB4,0 (114709000)
/		GJYDVII	Канюлированный винт, самосверлящий Ø4.5 (134211020-134211072)	Канюлированное сверло Ø3.2 (114200012)	Отвертка шестигранная SW3.5 (114200006)	Спица Киршнера Ø1.6 (114200003)	Набор инструментов для канюлированных винтов HB4,5 (114209000)
/		GJYDVII	Канюлированный винт Ø6.5 самосверлящий, длина резьбы 16 (134311040-134311130)	Сверло Ø5.0 (114400004)	Отвертка шестигранная SW4.0 (114400006)	Спица Киршнера Ø2.5 (114400003)	Набор инструментов для канюлированных винтов HB6,5/7,3 (114419000)
/		GJYDVII	Канюлированный винт Ø6.5 самосверлящий, длина резьбы 32 (134312040-134312130)				
Система канюлированных безголовчатых винтов CanCCS							
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø2.5 (134713008-134713030)	Сверло Ø1.9 (114600012)	Канюлированная отвертка SW1.5 (114600011)	Проводник Ø0.9 (114600015)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 2,5/3,0/4,0 (114619000), 2,5 (114619001)
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø3.0 (134623010-134623040)	Сверло Ø2.3 (114600022)		Проводник с резьбой Ø1.1 (114700009)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 3,0 (114619002)
/		GJYDX	Канюлированный безголовчатый винт Ø3.0 (134623110WZ-134623130WZ)				
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø3.5 (134823016-134823050)	Сверло Ø2.7 (114600032)	Канюлированная отвертка T8 (114600031)	Проводник Ø1.1 (114700008)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 3,5 (114619003)
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø4.0 (134923016-134923060)	Сверло Ø3.2 (114600037)			Набор инструментов для безголовчатых винтов 4,0 (114619004)

Система канюлированных безголовчатых винтов CanCCS (продолжение)							
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø4.5 (134223020-134223060)	Сверло Ø3.3 (114600059)	Канюлированная отвертка T15 (114600051)	Проводник Ø1.6 (114600055)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 4,5 (114618001)
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø5.0 (134023025-134023080)	Сверло Ø4.0 (114600052)			Набор инструментов для безголовчатых винтов 5,0/6,5 (114618000), 5,0 (114618002), 6,5 (114618003)
/		GJYDX	Канюлированный безголовчатый винт Ø5.0 (134023125WZ-134023160WZ)				
/		GJYDX	Компрессионный безголовчатый винт Ø6.5 (134323340-134323420)	Сверло Ø5.0 (114600071)	Канюлированная отвертка T27 (114600072)	Проводник Ø2.5 (114600076)	
Система канюлированных винтов со скошенной головкой CanBCS							
/		GJYDVII	Канюлированный винт со скошенной головкой Ø2.4 (134714012C-134714030C)	Сверло Ø1.9 (114600012)	Канюлированная отвертка SW1.5 (114600011)	Проводник Ø0.9 (114600015)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 2,5/3,0/4,0 (114619000)
/		GJYDVII	Канюлированный винт со скошенной головкой Ø3.5 (134814016C-134814050C)	Сверло Ø2.7 (114600032)		Проводник Ø1.1 (114700008)	Набор инструментов для безголовчатых винтов 3,5 (114619003)
Система винтов для подтаранного сустава CanFAR							
/	/	GJYDX	Винт для подтаранного сустава, с частичной резьбой (134323306C -134323312C)			Набор инструментов CanTCS (для винтов с частичной резьбой) (114618004)	
/		GJYDX	Винт для подтаранного сустава, с полной резьбой (134323318C -134323322C)			Набор инструментов CanTCS (для винтов с полной резьбой) (114618005)	
Интрамедуллярная система остеосинтеза							
/		CanPFN CanEFN CanETN	Винт блокирующий для проксимального бедренного стержня Ø4.9 (135400020-135400080)			Сверло Ø4.3 (115400041) Сверло Ø4.3 (115710031) Сверло Ø4.3 (115710032)	Отвертка шестигранная SW3.5 (115400045)
/		CanPFN CanETN	Винт блокирующий для остеосинтеза большеберцовой кости Ø3.9 (135700026-135700080)			Сверло Ø4.3 (115400041) Сверло Ø4.3 (115710031) Сверло Ø4.3 (115710032)	
/		CanETN	Винт блокирующий I для большеберцового стержня Ø5 (135710025- 135710090)			Сверло Ø3.2 (115710028) Сверло Ø3.2 (115710033)	

Интрамедуллярная система остеосинтеза (продолжение)

/		CanEFN	Винт динамический для проксимального бедренного стержня Ø7 (135500260-135500250)	Канюлированное сверло (115500030)	Шестигранная сплошная отвертка (115500035)
/		CanTri-Max	Винт блокирующий для бедренного стержня Ø4.9 (135412028С-135412080С)	Сверло Ø4.3 (115450038)	Отвертка для блокирующего винта, звездчатая Т30 (115450040)
/	/	CanPHN	Винт блокирующий многофункциональный для плечевого стержня стержня Ø4.5 (135100020С- 135110060С)	Сверло Ø3.8 (115100015)	Отвертка с фиксатором для многофункционального блокирующего винта (115100018)

Таблица 3. Номенклатура систем и соответствующих наборов инструментов

тип	Наименование медицинского изделия	Набор инструментов	
Интрамедуллярная система остеосинтеза			
SDG04	Система проксимального бедренного стержня CanPFN	115409000	Набор инструментов CanPFN
		115429000	Набор инструментов CanPFN II
SDG06	Система антеградного бедренного стержня CanEFN	115509000	Набор инструментов CanEFN
SDG11	Система проксимального бедренного стержня CanTi- Max	115459000	Набор инструментов CanTri-Max
		115459001	Набор инструментов CanTri-Max (дополнительный)
SDJ03	Система большеберцового стержня CanETN	115719000	Набор инструментов CanETN
	Система большеберцового стержня CanETN II	115729000	Набор инструментов CanETN II
SDS03	Система проксимального плечевого стержня CanPHN	115109000	Набор инструментов CanPHN
ZYT01	Система титановых гибких стержней CanTEN	115829000	Набор инструментов CanTEN
Система имплантатов для стабилизации позвоночника			
J502	Система шейной фиксации (передний доступ) CanACP	211019000	Набор инструментов CanACP
J505	Система шейной фиксации (передний доступ) CanACE	211049000	Набор инструментов CanACE
KHCP01	Система шейной фиксации (задний доступ) CanPCS	211089000	Набор инструментов CanPCS
J301-50	Система фиксации для ламинопластики CanPCP	211079000	Набор инструментов CanPCP
J2X07	Задняя грудопоясничная система CanESP	212589000	Набор инструментов CanESP
J2X14	Задняя грудопоясничная система CanIVY	212819000	Набор инструментов CanIVY
J2X11	Минимально инвазивная транспедикулярная система CanHELP	216329000	Набор инструментов CanHELP
J601	Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-P	213328000	Набор инструментов CanPEEK-P
J602	Трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез CanPEEK-T	213419000	Набор инструментов CanPEEK-T
J612	Система заднего поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-V	213519000	Набор инструментов CanPEEK-V

тип	Наименование медицинского изделия	Набор инструментов	
Система имплантатов для стабилизации позвоночника			
J615, J504	Система латерального поясничного межтелового спондилодеза CanPEEK-L	213219000, 212109000	Набор инструментов CanPEEK-L, Набор инструментов CanPEEK-L (для косой латеральной блокируемой пластины)
J605, J606	Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-C	213129000	Набор инструментов CanPEEK-C
J606, J503	Система переднего шейного межтелового спондилодеза CanPEEK-Z	211069000	Набор инструментов CanPEEK-Z

